

Product Catalog



Contact us:

@orthodentalusa 

+1 954 655 8487 

Sales@orthodentalusa.com 

www.orthodentalusa.com 

1500 Weston Rd Suite 204 
Weston, Florida 33326, USA



Factory in Cravinhos/SP
Fábrica em Cravinhos/SP

Expanding the horizons of dentistry

Ampliando los horizontes de la odontología

Aditek, a company founded in 1990, has been a pioneer in the orthodontic market by developing high-tech and reliable solutions. Our products conform to the most rigorous international quality standards like American Certification, ISO 13485, and CE. Aditek offers a complete line of orthodontic products such as brackets, buccal tubes, archwires, wires, bands, and many others.

Currently, the company is investing in Digital Dentistry and has introduced Self aligners, the Panda P2 Intraoral Scanner, and 3D printing resins, Horus and Horus BioPrint. This is a part of our commitment to research and develop technically advanced products to gain recognition in the global orthodontic market. Aditek has become an integral part of the Angel Aligner Technology Group.

Aditek's primary goal is to contribute to democratizing access to oral health around the world by offering technologically advanced products for professionals and companies.

Aditek, empresa fundada en 1990, ha sido pionera en el mercado de la ortodoncia desarrollando soluciones fiables y de alta tecnología. Sus productos cumplen con los estándares de calidad internacionales más rigurosos como la Certificación Americana, ISO 13485 y CE. Aditek ofrece una línea completa de productos de ortodoncia como brackets, tubos, arcos, alambres, bandas y muchos otros.

Actualmente, la empresa está invirtiendo en Odontología Digital y ha introducido los alineadores Self, el Escáner Intraoral Panda P2 y las resinas de impresión 3D Horus y Horus BioPrint. Esto es parte de su compromiso con la investigación y el desarrollo de productos técnicamente avanzados para ganar reconocimiento en el mercado global de ortodoncia. Aditek se ha convertido en una parte integral de Angel Aligner Technology Group.

El principal objetivo de Aditek es contribuir a democratizar el acceso a la salud bucal en todo el mundo ofreciendo productos tecnológicamente avanzados para profesionales y empresas.

Recognized worldwide and awarded in Brazil

Reconocido mundialmente y premiado en Brasil



TABLE OF CONTENTS

8



BRACKETS

BRACKETS

9 | EasyClip+

23 BioMax

25 Vector+

29 BioCross

30 Safira

32 Translux

35 BioCrystal

36 **Distalizer**
Distalizador

37



BUCCAL TUBES TUBOS

38 | **Self-ligating
buccal tube**
Tubo autoligado

39 | **Buccal tube TSN**
Tubo TSN

39 | BioComfort

40



ARCHWIRES

ARCOS

41 | **Thermoactivated**
42 Termoactivado

43 | Cuper niti

44 | **Stainless Steel**

45 Acero inoxidable
| **Retraction archwire**
arco de retracción
| Nitinol

WIRES



46 | **Stainless Steel**
Acero inoxidable

47



ACCESSORIES

- 48 | **Ball hook**
- 48 | Gancho bola
- 49 | **Stop**
- 49 | **Stick ties**
- Ligadura elástica
- | **Intra-oral elastic**
- Elástico intrabucal
- 49 | **Separator**
- Elastics**
- Elásticos
- separadores

54 | **SCANNER** ESCÁNER

56 | **ALIGNERS** SALINEADORES




- 56 | **Mordedor**
- 56 | Solt
- 57 | MemoFlex

50



AUXILIARIES

- 50 | **Bonding tray**
- 50 | Bite Turbo
- 51 | **Lightbond resin**
- Resina Lightbond
- | **Nitinol spring**
- Resorte de acero
- 52 | **Aesthetic button**
- Botón estético
- | **Tongue tamer**
- 53 | Espolón lingual
- 53



All the treatment possibilities in the same place.

Todas las posibilidades de tratamientos en un único lugar.

EasyClip+

PRESCRIPTIONS

PRESCRIPCIONES:

PASSIVE | PASSIVO:

Roth
MBT
Standard
Low Torque
Super Torque
Moderna Orto Standard
Moderna Orto Deep Bite
Moderna Orto Plus

INTERACTIVE | INTERACTIVO:

Roth
MBT
Ponce
Standard
Low Torque
Super Torque

SELF-LIGATING/AUTOLIGADO | PÁG. 8

HYBRID | HÍBRIDO:

Roth
MBT
Standard
Low Torque
Super Torque
Orto Murata

BIDIMENSIONAL HYBRID | HÍBRIDO BIDIMENSIONAL:

Roth
MBT
Jorge Rodrigues
PDM
MSG



BioMax

CONVENTIONAL | CONVENCIONAL | PÁG. 23

PRESCRIPTIONS: PRESCRIPCIONES:

- ROTH
- MBT
-



Vector+

CONVENTIONAL | CONVENCIONAL | PÁG. 25

PRESCRIPTIONS: PRESCRIPCIONES:

- ROTH
- MBT
- PONCE
- JORGE RODRIGUES
- BIOMECÂNICA
- GIRONDI
-



BioCross

CONVENTIONAL | CONVENCIONAL | PÁG. 29

PRESCRIPTIONS: PRESCRIPCIONES:

- ROTH



Safira

AESTHETIC | ESTÉTICO | PÁG. 30

PRESCRIPTIONS: PRESCRIPCIONES:

- ROTH
- MBT
-



CranioX

AESTHETIC | ESTÉTICO | PÁG. 32

PRESCRIPTIONS: PRESCRIPCIONES:

- ROTH
- MBT
- RICKETTS
- EDGEWISE
-



BioCrystal

AESTHETIC | ESTÉTICO | PÁG. 35

PRESCRIPTIONS: PRESCRIPCIONES:

- ROTH



EasyClip⁺

**IT IS THE ONLY BRAZILIAN
SELF-LIGATING BRACKET SYSTEM
WITH A US PATENT**

**ES EL ÚNICO SISTEMA DE BRACKET
AUTOLIGADO BRASILEÑO CON UNA
PATENTE EN LOS ESTADOS UNIDOS**

The self-ligating system is completing more than 12 years of successful clinical application. The main reason for this success is you, with your dedication and knowledge as an orthodontist and your desire to make positive changes for yourself and your patients.

El sistema de autoligado está completando más de 12 años de aplicación en clínicas con éxito. La razón principal de este éxito es usted, con su dedicación y conocimiento como ortodoncista y su deseo de hacer cambios positivos para sí y sus pacientes.



SELF-LIGATING | AUTOLIGADO

SLOT	REFERENCIA/REFERENCE		KIT WITH HOOKS/KIT C. GANCHO 3, 4, 5	
.022" x .028"	05.21.1290		5x5	


PASSIVE SELF-LIGATING
AUTOLIGADO PASIVO

Wid th	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-11°	-11°	7°	6°	15°	15°	6°	7°	-11°	-11°
Ang. O	2°	2°	5°	9°	5°	5°	9°	5°	2°	2°
ff set	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-ou t	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT .022 x .028

REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5

05.21.1514 05.21.1514 05.21.1213 05.21.1212 05.21.1211 05.21.1221 05.21.1222 05.21.1223 05.21.1524 05.21.1524



Wid th	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-17°	-12°	7°	-3°	-3°	-3°	-3°	7°	-12°	-17°
Ang. O	4°	4°	5°	4°	2°	2°	4°	5°	4°	4°
ff set	4°	4°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	4°	4°
In-ou t	0,15mm	0,15mm	0,25 mm	0,45mm	0,45mm	0,45mm	0,45mm	0,20mm	0,15 mm	0,15mm

SLOT .022 x .028

REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5

05.21.1545 05.21.1644 05.21.1243 05.21.2042 05.21.2041 05.21.2031 05.21.2032 05.21.1233 05.21.1634 05.21.1535



SLOT	REFERENCIA/REFERENCE		KIT WITH HOOKS/KIT C. GANCHO 3, 4, 5	
.022" x .028"	05.21.1090		5x5	

PASSIVE SELF-LIGATING
AUTOLIGADO PASIVO

Wid th	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-11°	-11°	-9°	-5°	2°	2°	-5°	-9°	-11°	-11°
Ang. O	2°	2°	5°	9°	5°	5°	9°	5°	2°	2°
ff set	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-ou t	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT .022 x .028

REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5

05.21.1514 05.21.1514 05.21.1013 05.21.1012 05.21.1011 05.21.1021 05.21.1022 05.21.1023 05.21.1524 05.21.1524



Wid th	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-17°	-12°	0°	-11°	-11°	-11°	-11°	0°	-12°	-17°
Ang. O	4°	4°	5°	4°	2°	2°	4°	5°	4°	4°
ff set	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-ou t	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm

SLOT .022 x .028

REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5

05.21.1545 05.21.1644 05.21.1043 05.21.1042 05.21.1041 05.21.1031 05.21.1032 05.21.1033 05.21.1634 05.21.1535



PRESCRIPTION/PRESCRIPCIÓN SUPER TORQUE



SLOT	REFERENCIA/REFERENCE	KIT WITH HOOKS/KIT C. GANCHO 3, 4, 5
.022" x .028"	05.21.1190	5x5

PASSIVE SELF-LIGATING
AUTOLIGADO PASIVO

Width	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-11°	-11°	11°	13°	22°	22°	13°	11°	-11°	-11°
Ang	2°	2°	5°	9°	5°	5°	9°	5°	2°	2°
Offset	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,80 mm	0,65 mm	0,65 mm	0,80 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT .022 x .028					REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5					
	05.21.1514	05.21.1514	05.21.1113	05.21.1112	05.21.1111	05.21.1121	05.21.1122	05.21.1123	05.21.1524	05.21.1524




Width	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-17°	-5°	13°	-3°	-3°	-3°	-3°	13°	-5°	-17°
Ang	4°	4°	5°	4°	2°	2°	4°	5°	4°	4°
Offset	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm

SLOT .022 x .028						REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5				
	05.21.1545	05.21.1144	05.21.1143	05.21.2042	05.21.2041	05.21.2031	05.21.2032	05.21.1133	05.21.1134	05.21.1535

SLOT	REFERENCIA/REFERENCE	KIT WITH HOOKS/KIT C. GANCHO 3, 4, 5
.022" x .028"	05.21.1094 Low	6x6
.022" x .028"	05.21.1194 Super	6x6
.022" x .028"	05.21.1294 Standard	6x6

Width	3,9 mm	3,9 mm
Torque	-18°	-18°
Ang	0°	0°
Offset	12°	12°
In-out	0,50 mm	0,50 mm

SLOT .022 x .028		REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/1	
	08.45.01110		08.45.02110



Width	3,9 mm	3,9 mm
Torque	-28°	-28°
Ang	2°	2°
Offset	2°	2°
In-out	0,50 mm	0,50 mm

SLOT .022 x .028		REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/1	
	08.45.03120		08.45.04120



PACKAGING EMBALAJES



STANDARD
Kit 1 case
Cód. 05.21.1290

SUPER TORQUE
Kit 1 case
Cód. 05.21.1190

LOW TORQUE
Kit 1 case
Cód. 05.21.1090


MOLAR TUBE KIT/KIT
CON TUBOS EN
MOLARES
Kit 1 case Standard
Cód. 05.21.1294
Kit 1 case Low Torque
Cód. 05.21.1094
Kit 1 case Super Torque
Cód. 05.21.1194

SLOT	REFERENCIA/REFERENCE	KIT WITH HOOKS/KIT C. GANCHO 3, 4, 5
.018" x .028"	05.20.0390	5x5
.022" x .028"	05.21.0390	5x5

PASSIVE SELF-LICATING
AUTOLIGADO PASIVO

Width	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-7°	-7°	0°	8°	12°	12°	8°	0°	-7°	-7°
Ang	0°	0°	11°	9°	5°	5°	9°	11°	0°	0°
Offset	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.018" x .028"	05.20.3814	05.20.3814	05.20.0313	05.20.0312	05.20.0311	05.20.0321	05.20.0322	05.20.0323	05.20.3824	05.20.3824
.022" x .028"	05.21.3814	05.21.3814	05.21.0313	05.21.0312	05.21.0311	05.21.0321	05.21.0322	05.21.0323	05.21.3824	05.21.3824



Width	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Ang	0°	0°	5°	0°	0°	0°	0°	5°	0°	0°
Offset	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm


SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.018" x .028"	05.20.0345	05.20.0344	05.20.0343	05.20.0350	05.20.0350	05.20.0350	05.20.0350	05.20.0333	05.20.0334	05.20.0335
.022" x .028"	05.21.0345	05.21.0344	05.21.0343	05.21.0350	05.21.0350	05.21.0350	05.21.0350	05.21.0333	05.21.0334	05.21.0335



SLOT	REFERENCIA/REFERENCE	KIT WITH HOOKS/KIT C. GANCHO 3, 4, 5
.022" x .028"	05.21.0394 ROTH	6x6
.022" x .028"	05.21.0894 MBT	6x6

Width	3,9 mm	3,9 mm
Torque	-10°	-10°
Ang	0°	0°
Offset	8°	8°
In-out	0,50 mm	0,50 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/1	
.022" x .028"	08.45.01050	08.45.02050



Width	3,9 mm	3,9 mm
Torque	-25°	-25°
Ang	0°	0°
Offset	5°	5°
In-out	0,50 mm	0,50 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/1	
.022" x .028"	08.45.03100	08.45.04100



PACKAGING
EMBALAJES



ROTH
Kit 1 case
.018" - Cód. 05.20.0390
.022" - Cód. 05.21.0390

MBT
Kit 1 case
.018" - Cód. 05.20.0890
.022" - Cód. 05.21.0890

KIT COM TUBOS
MOLARES
ROTH
Cód. 05.21.0394


MBT
Cód. 05.21.0894

SLOT	REFERENCIA/REFERENCE	KIT WITH HOOKS/KIT C. GANCHO 3, 4, 5
.018" x .028"	05.20.0890	5x5
.022" x .028"	05.21.0890	5x5

PASSIVE SELF-LIGATING
AUTOLIGADO PASIVO

Width	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-7°	-7°	-7°	10°	17°	17°	10°	-7°	-7°	-7°
Ang	0°	0°	8°	8°	4°	4°	8°	8°	0°	0°
Offset	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.018" x .028"	05.20.3814	05.20.3814	05.20.0813	05.20.0812	05.20.0811	05.20.0821	05.20.0822	05.20.0823	05.20.3824	05.20.3824
.022" x .028"	05.21.3814	05.21.3814	05.21.0813	05.21.0812	05.21.0811	05.21.0821	05.21.0822	05.21.0823	05.21.3824	05.21.3824



Width	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Ang	2°	2°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	2°	2°
Offset	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.018" x .028"	05.20.0845	05.20.0844	05.20.0843	05.20.0850	05.20.0850	05.20.0850	05.20.0850	05.20.0833	05.20.0834	05.20.0835
.022" x .028"	05.21.0845	05.21.0844	05.21.0843	05.21.0850	05.21.0850	05.21.0850	05.21.0850	05.21.0833	05.21.0834	05.21.0835



PRECISION IN EACH MOVEMENT, WITH THE BEST PERFORMANCE

PRECISIÓN EN CADA MOVIMIENTO, CON EL MEJOR DESEMPEÑO



SLOT	REFERENCIA/REFERENCE		KIT WITH HOOKS/KIT C. GANCHO 3, 4, 5	
.022" x .028"	05. 2 1.4 595C		7x7	

PASSIVE SELF-LIGATING
AUTOLIGADO PASIVO

Width	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-7°	-7°	7°	13°	22°	22°	13°	7°	-7°	-7°
Ang	0°	0°	5°	9°	5°	5°	9°	5°	0°	0°
Offset	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.022" x .028"	05.21.3814	05.21.3814	05.21.1213	05.21.1112	05.21.1111	05.21.1121	05.21.1122	05.21.1223	05.21.3824	05.21.3824




Width	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-17°	-12°	7°	-3°	-3°	-3°	-3°	7°	-12°	-17°
Ang	4°	4°	5°	2°	2°	2°	2°	5°	4°	4°
Offset	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.022" x .028"	05.21.1545	05.21.1644	05.21.1243	05.21.2042	05.21.2041	05.21.2031	05.21.2032	05.21.1233	05.21.1634	05.21.1535

Width	3,7 mm	4,0 mm
Torque	-25°	-14°
Ang	0°	0°
Offset	0°	10°
In-out	0,30 mm	0,60 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/10	
.022" x .028"	08.04.0409	08.85.0107




Width	3,7 mm	4,0 mm
Torque	-20°	-25°
Ang	0°	0°
Offset	0°	5°
In-out	0,30 mm	0,60 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/10	
.022" x .028"	08.04.0308	08.85.0310

Width	4,0 mm	3,7 mm
Torque	-14°	-25°
Ang	0°	0°
Offset	10°	0°
In-out	0,60 mm	0,30 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/10	
.022" x .028"	08.85.0207	08.04.0309



Width	4,0 mm	3,7 mm
Torque	-25°	-20°
Ang	0°	0°
Offset	5°	0°
In-out	0,60 mm	0,30 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/10	
.022" x .028"	08.85.0410	08.04.0408



MODERNA ORTO

por Dr. Marcelo Quintela MSc PhD

Developed by Dr. Marcelo Quintela, the Modern Ortho Prescription combines science, biomechanics, and clinical precision.

Desarrollada por el Dr. Marcelo Quintela, la Prescripción Moderna Orto combina ciencia, biomecánica y precisión clínica.

It was created to offer versatility to orthodontists, with 4 specific versions for different skeletal patterns and types of malocclusion.

Fue creada para ofrecer versatilidad al ortodoncista, con 4 versiones específicas para diferentes patrones esqueléticos y tipos de mordida.

Class II

Retrusion and space closure with controlled torque.
Retrusión y cierre de espacios con control de torque.

Class II Open Bite

Vertical control and lower retraction.
Control vertical y retracción inferior.

Deep Bite

Anterior intrusion and occlusal balance.
Intrusión anterior y equilibrio oclusal.




SLOT	REFERENCIA/REFERENCE	KIT WITH HOOKS/KIT C. GANCHO 3, 4, 5
.022" x .028"	05. 2 1.4695C	7x7

PASSIVE SELF-LIGATING
AUTOLIGADO PASIVO

Width	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-11°	-11°	7°	-5°	2°	2°	-5°	7°	-11°	-11°
Ang	2°	2°	5°	9°	5°	5°	9°	5°	2°	2°
Offset	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.022" x .028"	05.21.1514	05.21.1514	05.21.1213	05.21.1012	05.21.1011	05.21.1021	05.21.1022	05.21.1223	05.21.1524	05.21.1524




Width	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-17°	-12°	7°	0°	0°	0°	0°	7°	-12°	-17°
Ang	4°	4°	5°	0°	0°	0°	0°	5°	4°	4°
Offset	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.022" x .028"	05.21.1545	05.21.1644	05.21.1243	05.21.0350	05.21.0350	05.21.0350	05.21.0350	05.21.1233	05.21.1634	05.21.1535

Width	3,7 mm	4,0 mm
Torque	-25°	-14°
Ang	0°	0°
Offset	0°	10°
In-out	0,30 mm	0,60 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/10	
.022" x .028"	08.04.0409	08.85.0107




Width	3,7 mm	4,0 mm
Torque	-20°	-25°
Ang	0°	0°
Offset	0°	5°
In-out	0,30 mm	0,60 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/10	
.022" x .028"	08.04.0308	08.85.0310

Width	4,0 mm	3,7 mm
Torque	-14°	-25°
Ang	0°	0°
Offset	10°	0°
In-out	0,60 mm	0,30 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/10	
.022" x .028"	08.85.0207	08.04.0309



Width	4,0 mm	3,7 mm
Torque	-25°	-20°
Ang	0°	0°
Offset	5°	0°
In-out	0,60 mm	0,30 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/10	
.022" x .028"	08.85.0410	08.04.0408




SLOT	REFERENCIA/REFERENCE	KIT WITH HOOKS/KIT C. GANCHO 3, 4, 5
.022" x .028"	05.2.1.4 7 95C	7x7

PASSIVE SELF-LIGATING
AUTOLIGADO PASIVO

Width	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-7°	-7°	7°	13°	22°	22°	13°	7°	-7°	-7°
Ang	0°	0°	5°	9°	5°	5°	9°	5°	0°	0°
Offset	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.022" x .028"	05.21.3814	05.21.3814	05.21.1213	05.21.1112	05.21.1111	05.21.1121	05.21.1122	05.21.1223	05.21.3824	05.21.3824




Width	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-12°	-12°	0°	-11°	-11°	-11°	-11°	0°	-12°	-12°
Ang	4°	4°	5°	4°	2°	2°	4°	5°	4°	4°
Offset	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.022" x .028"	05.21.1644	05.21.1644	05.21.1043	05.21.1042	05.21.1041	05.21.1031	05.21.1032	05.21.1033	05.21.1634	05.21.1634

Width	3,7 mm	4,0 mm
Torque	-25°	-14°
Ang	0°	0°
Offset	0°	10°
In-out	0,30 mm	0,60 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/10	
.022" x .028"	08.04.0409	08.85.0107




Width	3,7 mm	4,0 mm
Torque	-20°	-25°
Ang	0°	0°
Offset	0°	5°
In-out	0,30 mm	0,60 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/10	
.022" x .028"	08.04.0308	08.85.0310

Width	4,0 mm	3,7 mm
Torque	-14°	-25°
Ang	0°	0°
Offset	10°	0°
In-out	0,60 mm	0,30 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/10	
.022" x .028"	08.85.0207	08.04.0309



Width	4,0 mm	3,7 mm
Torque	-25°	-20°
Ang	0°	0°
Offset	5°	0°
In-out	0,60 mm	0,30 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/10	
.022" x .028"	08.85.0410	08.04.0408



SLOT	REFERENCIA/REFERENCE	KIT WITH HOOKS/KIT C. GANCHO 3, 4, 5
.018" x .028"	05.22.0390	5x5
.022" x .028"	05.23.0390	5x5

INTERACTIVE SELF-LIGATING
AUTOLIGADO INTERACTIVO

Width	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-7°	-7°	0°	8°	12°	12°	8°	0°	-7°	-7°
Ang	0°	0°	11°	9°	5°	5°	9°	11°	0°	0°
Offset	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.018" x .028"	05.22.3814	05.22.3814	05.22.031	05.22.0312	05.22.03	05.22.03	05.22.0322	05.22.0323	05.22.382	05.22.382
.022" x .028"	05.23.3814	05.23.3814	3	05.23.0312	11	21	05.23.0322	05.23.0323	4	4
	15	14	05.23.031 3 13	12	05.23.03 11 11	05.23.03 21 21	22	23	05.23.382 4 24	05.23.382 4 25
UPPER SUPERIOR										
LOWER INFERIOR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Width	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Ang	0°	0°	5°	0°	0°	0°	0°	5°	0°	0°
Offset	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.018" x .028"	05.22.034	05.22.034	05.22.034	05.22.035	05.22.035	05.22.035	05.22.0350	05.22.033	05.22.033	05.22.033
.022" x .028"	5	4	3	0	0	0	05.23.0350	3	4	5
	05.23.034	05.23.034	05.23.034	05.23.035	05.23.035	05.23.035		05.23.033	05.23.033	05.23.033
	5	4	3	0	0	0		3	4	5



SLOT	REFERENCIA/REFERENCE	KIT WITH HOOKS/KIT C. GANCHO 3, 4, 5
.018" x .028"	05.22.2390	5x5

INTERACTIVE SELF-LIGATING
AUTOLIGADO INTERACTIVO

Width	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-7°	-7°	0°	8°	12°	12°	8°	0°	-7°	-7°
Ang	0°	0°	11°	9°	5°	5°	9°	11°	0°	0°
Offset	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.018" x .028"	05.22.3814	05.22.3814	05.22.0313	05.22.0312	05.22.0311	05.22.0321	05.22.0322	05.22.0323	05.22.3824	05.22.3824
	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
UPPER SUPERIOR										
LOWER INFERIOR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Width	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Ang	2°	2°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	2°	2°
Offset	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.018" x .028"	05.22.0845	05.22.0844	05.22.0843	05.22.0850	05.22.0850	05.22.0850	05.22.0850	05.22.0833	05.22.0834	05.22.0835



SLOT	REFERENCIA/REFERENCE	KIT WITH HOOKS/KIT C. GANCHO 3, 4, 5
.018" x .028"	05.22.0890	5x5
.022" x .028"	05.23.0890	5x5

INTERACTIVE SELF-LIGATING
AUTOLIGADO INTERACTIVO

Width	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-7°	-7°	-7°	10°	17°	17°	10°	-7°	-7°	-7°
Ang	0°	0°	8°	8°	4°	4°	8°	8°	0°	0°
Offset	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.018" x .028"	05.22.381	05.22.381	05.22.081	05.22.0812	05.22.0811	05.22.08	05.22.082	05.22.082	05.22.382	05.22.382
.022" x .028"	4	4	3	05.23.0812	05.23.0811	21	2	3	4	4
	05.23.381 4	05.23.381 14	05.23.081 3	12	11	05.23.08 21	05.23.082 2	05.23.082 3	05.23.382 4	05.23.382 4
UPPER SUPERIOR										
LOWER INFERIOR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Width	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Ang	2°	2°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	2°	2°
Offset	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.018" x .028"	05.22.084	05.22.0844	05.22.084	05.22.085	05.22.085	05.22.085	05.22.0850	05.22.083	05.22.083	05.22.083
.022" x .028"	5	05.23.0844	3	0	0	0	05.23.0850	3	4	5
	05.23.084 5		05.23.084 3	05.23.085 0	05.23.085 0	05.23.085 0		05.23.083 3	05.23.083 4	05.23.083 5

SLOT	REFERENCIA/REFERENCE	KIT WITH HOOKS/KIT C. GANCHO 3, 4, 5
.022" x .028"	05.23.0394 ROTH	6x6
.022" x .028"	05.23.0894 MBT	6x6

Width	3,9 mm	3,9 mm
Torque	-10°	-10°
Ang	0°	0°
Offset	8°	8°
In-out	0,50 mm	0,50 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/1	
.022" x .028"	08.46.01050	08.46.02050

UPPER SUPERIOR		
LOWER INFERIOR		
	46	36

Width	3,9 mm	3,9 mm
Torque	-25°	-25°
Ang	0°	0°
Offset	5°	5°
In-out	0,50 mm	0,50 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/1	
.022" x .028"	08.46.03100	08.46.04100

PACKAGING
EMBALAJES



ROTH
Kit 1 case
.018 Cód. 05.22.0390

MBT
Kit 1 case
.022 Cód. 05.23.0890

PONCE
Kit 1 case
Cód. 05.22.2390

INTERACTIVE TUBE
ROTH AND MBT KIT
KITDE TUBOINTERACTIVO
ROTH Y MBT

ROTH
Cód. 05.23.0394
MBT
Cód. 05.23.0894

SLOT	REFERENCIA/REFERENCE	KIT WITH HOOKS/KIT C. GANCHO 3, 4, 5
.018" x .028"	05.31.0390	5x5
.022" x .028"	05.32.0390	5x5

INTERACTIVE SELF-LIGATING
AUTOLIGADO INTERACTIVO

INTERACTIVE/INTERACTIVO | ANTERIOR/ANTERIOR

PASSIVE/PASIVO | POSTERIOR/POSTERIOR

Width	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-7°	-7°	0°	8°	12°	12°	8°	0°	-7°	-7°
Ang	0°	0°	11°	9°	5°	5°	9°	11°	0°	0°
Offset	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.018" x .028"	05.20.3814	05.20.3814	05.20.0313	05.22.0312	05.22.03	05.22.03	05.22.032	05.20.0323	05.20.3824	05.20.3824
.022" x .028"	05.21.3814	05.21.3814	05.21.0313	05.23.0312	11	21	2	05.21.0323	05.21.3824	05.21.3824
	15	14	13	12	05.23.03 11	05.23.03 21	05.23.032 2	23	24	25
UPPER SUPERIOR										
LOWER INFERIOR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Width	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Ang	0°	0°	5°	0°	0°	0°	0°	5°	0°	0°
Offset	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.018" x .028"	05.20.0345	05.20.0344	05.20.0343	05.22.035	05.22.035	05.22.035	05.22.035	05.20.0333	05.20.0334	05.20.0335
.022" x .028"	05.21.0345	05.21.0344	05.21.0343	0	0	0	0	05.21.0333	05.21.0334	05.21.0335
				05.23.035	05.23.035	05.23.035	05.23.035			
				0	0	0	0			

INTERACTIVE SELF-LIGATING
AUTOLIGADO INTERACTIVO

INTERACTIVE/INTERACTIVO | ANTERIOR/ANTERIOR

PASSIVE/PASIVO | POSTERIOR/POSTERIOR

SLOT	REFERENCIA/REFERENCE	KIT WITH HOOKS/KIT C. GANCHO 3, 4, 5
.018" x .028"	05.31.0890	5x5
.022" x .028"	05.32.0890	5x5

Width	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-7°	-7°	-7°	10°	17°	17°	10°	-7°	-7°	-7°
Ang	0°	0°	8°	8°	4°	4°	8°	8°	0°	0°
Offset	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.018" x .028"	05.20.3814	05.20.3814	05.20.0813	05.22.081	05.22.0811	05.22.0821	05.22.082	05.20.0823	05.20.3824	05.20.3824
.022" x .028"	05.21.3814	05.21.3814	05.21.0813	2	05.23.0811	05.23.0821	2	05.21.0823	05.21.3824	05.21.3824
	15	14	13	05.23.081 2	11	21	05.23.082 2	23	24	25
UPPER SUPERIOR										
LOWER INFERIOR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Width	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Ang	2°	2°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	2°	2°
Offset	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.018" x .028"	05.20.0845	05.20.0844	05.20.0843	05.22.085	05.22.0850	05.22.085	05.22.085	05.20.0833	05.20.0834	05.20.0835
.022" x .028"	05.21.0845	05.21.0844	05.21.0843	0	05.23.0850	0	0	05.21.0833	05.21.0834	05.21.0835
				05.23.085	05.23.085	05.23.085	05.23.085			
				0	0	0	0			



6 REASONS TO SURPRISE YOURSELF WITH THE PRESCRIPTION

6 RAZONES PARA SORPRENDERTE CON LA TÉCNICA

Dr. Jorge Rodrigues CRO 10080

- 1** Slots .018" for anterior teeth and .022" for posterior teeth allow torque control in the anterior region and freedom for sliding in the posterior region, ideal for closing spaces;
Slots .018" para dientes anteriores y .022" para dientes posteriores permiten control de torque en la región anterior y libertad para deslizar en la región posterior, ideal para cerrar espacios;
- 2** -6° of torque on the lower incisor to avoid excessive proclination during leveling and alignment (torque resistant);
-6° de torque en el incisivo inferior para prevenir el proclinalción excesiva durante la nivelación y alineación (torque resistente);
- 3** The same inverted bonded bracket generates a torque of +6° that resists the tendency to verticalize the incisors, generating an anterior anchoring in cases of posterior teeth mesialization (torque resistant);
El mismo bracket cementado invertido genera un torque de +6° que resiste a la tendencia de verticalizar los incisivos, generando un anclaje anterior en casos de mesialización de dientes posteriores (resistente al torque);
- 4** Upper canines with a positive torque of 7° displace the cortical root to the medulla, facilitating the retraction movement (active torque);
Caninos superiores con torque positivo de 7° para desplazar la raíz cortical a la médula, facilitando el movimiento de retracción (torque activo);
- 5** The variation of the space between the archwires, from .016" x .016" to .018" x .025" with slot maxillary central incisor bracket with the torque of +22°, generates torques effectiveness similar to Andrews values, ROTH, Alexander, MBT, and Hilgers;
La variación del espacio entre los arcos, de .016" x .016" a .018" x .025" con un bracket de incisivo central maxilar de slot con torque de +22°, genera torques efectivos similares a los valores de Andrews, ROTH, Alexander, MBT y Hilgers;
- 6** +22° torque in maxillary and +6th incisors on the lower incisors counterbalance effects negatives of the use of Class II elastics (torque resistant).
+22° de torque en los maxilares y +6° en los incisivos inferiores contrarrestan los efectos negativos del uso de elásticos, Clase II (torque resistente).


PRESCRIPTION/PRESCRIPCIÓN
JORGE RODRIGUES

SLOT	REFERENCIA/REFERENCE	KIT WITH HOOKS/KIT C. GANCHO 3, 4, 5
.018" - .022" x .028"	05.33.1450	5X5

HYBRID BIDIMENSIONAL SELF-LIGATING
AUTOLIGADO HÍBRIDO BIDIMENSIONAL

Width	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-7°	-7°	7°	13°	22°	22°	13°	7°	-7°	-7°
Ang	0°	0°	5°	9°	5°	5°	9°	5°	0°	0°
Offset	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,80 mm	0,65 mm	0,65 mm	0,80 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.018" x .028"	-	-	05.22.1213	05.22.1112	05.22.1111	05.22.1121	05.22.1122	05.22.1223	-	-
.028" x .028"	05.21.3814	05.21.3814	-	-	-	-	-	-	05.21.3824	05.21.3824



Width	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-22°	-17°	0°	-6°	-6°	-6°	-6°	0°	-17°	-22°
Ang	0°	0°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	0°	0°
Offset	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.018" x .028"	-	-	05.22.1843	05.22.0850	05.22.0850	05.22.0850	05.22.0850	05.22.1833	-	-
.028" x .028"	05.21.0345	05.21.0344	-	-	-	-	-	-	05.21.0334	05.21.0335



SLOT	REFERENCIA/REFERENCE	KIT WITH HOOKS/KIT C. GANCHO 3, 4, 5
.018" e .022" x .028"	05.28.4.090	5x5

HYBRID BIDIMENSIONAL SELF-LIGATING
AUTOLIGADO HÍBRIDO BIDIMENSIONAL

INTERACTIVE/INTERACTIVO | 0.18" PRECEDING/ANTERIOR

PASSIVE/PASIVO | 0.22" POSTERIOR/POSTERIOR

Width	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,9 mm		3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-10°	-7°	0°	8°	12°	8°	12°		0°	-7°	-10°
Ang	0°	0°	11°	9°	5°	9°	5°		11°	0°	0°
Offset	8°	2°	4°	0°	0°	0°	0°		4°	2°	8°
In-out	0,45mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,50 mm		0,25 mm	0,25 mm	0,45mm

SLOT										
.018" x	-	-	05.21.1213	05.22.0312	05.22.0311	05.22.0321	05.22.0322	05.21.1223	-	-
.028" .022"	08.54.0105	05.21.1514	-	-	-	-	-	-	05.21.1524	08.54.0205
x .028"	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
UPPER SUPERIOR										
LOWER INFERIOR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Width	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-25°	-12°	-7°	0°	0°	0°	0°	-7°	-12°	-25°
Ang	0°	4°	5°	0°	0°	0°	0°	5°	4°	0°
Offset	5°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	5°
In-out	0,45mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,45mm

SLOT REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5Z										
.018" x	-	-	-	05.22.0350	05.22.0350	05.22.0350	05.22.0350	-	-	-
.028" .022"	08.54.0310	05.21.1644	05.21.1243	-	-	-	-	02.21.1233	05.21.1634	08.54.0410
x .028"										

HYBRID BIDIMENSIONAL SELF-LIGATING
AUTOLIGADO HÍBRIDO BIDIMENSIONAL

INTERACTIVE/INTERACTIVO | 0.18" PRECEDING/ANTERIOR

PASSIVE/PASIVO | 0.22" POSTERIOR/POSTERIOR

SLOT	REFERENCIA/REFERENCE	KIT WITH HOOKS/KIT C. GANCHO 3, 4, 5
.018" e .022" x .028"	05.28.0890 (2-2)	5x5

Width	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,9 mm		3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-7°	-7°	-7°	10°	17°	10°	17°		-7°	-7°	-7°
Ang	0°	0°	8°	8°	4°	8°	4°		8°	0°	0°
Offset	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°		4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,50 mm		0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT										
.018" x .028"	-	-	-	05.22.0812	05.22.0811	05.22.0821	05.22.0822	-	-	-
.022" x .028"	05.21.3814	05.21.3814	05.21.0813	-	-	-	-	05.21.0823	05.21.3824	05.21.3824
	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
UPPER SUPERIOR										
LOWER INFERIOR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Width	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm		2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°		-6°	-12°	-17°
Ang	2°	2°	3°	0°	0°	0°	0°		3°	2°	2°
Offset	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°		2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm		0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm

SLOT										
.018" x .028"	-	-	-	05.22.0850	05.22.0850	05.22.0850	05.22.0850	-	-	-
.022" x .028"	05.21.0845	05.21.0844	05.21.0843	-	-	-	-	05.21.0833	05.21.0834	05.21.0835



SLOT	REFERENCIA/REFERENCE	KIT WITH HOOKS/KIT C. GANCHO 3, 4, 5
.018" x .022" x .028"	05.23.0393 (2-2)	5x5


HYBRID BIDIMENSIONAL SELF-LIGATING AUTOLIGADO HÍBRIDO BIDIMENSIONAL

INTERACTIVE/INTERACTIVO | 0.18" PRECEDING/ANTERIOR

PASSIVE/PASIVO | 0.22" POSTERIOR/POSTERIOR

Width	3 mm	3 mm	3 mm	2,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,7 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Torque	-7°	-7°	0°	8°	12°	12°	8°	0°	-7°	-7°
Ang	0°	0°	11°	9°	5°	5°	9°	11°	0°	0°
Offset	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,65 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,25 mm	0,25 mm	0,25 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.018" x .028"	-	-	-	05.22.0312	05.22.0311	05.22.0321	05.22.0322	-	-	-
.022" x .028"	05.21.3814	05.21.3814	05.21.0313	-	-	-	-	05.21.0323	05.21.3824	05.21.3824



Width	3 mm	3 mm	2,9 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,7 mm	2,9 mm	3 mm	3 mm
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Ang	0°	0°	5°	0°	0°	0°	0°	5°	0°	0°
Offset	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,15 mm	0,15 mm	0,20 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,20 mm	0,15 mm	0,15 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.018" x .028"	-	-	-	05.22.0350	05.22.0350	05.22.0350	05.22.0350	-	-	-
.022" x .028"	05.21.0345	05.21.0344	05.21.0343	-	-	-	-	05.21.0333	05.21.0334	05.21.0335

KIT IS COMPOSED BY:

- 04 Cases of Self-ligating EasyClip+ Brackets;
- 01 Explorer to open the clip;
- 01 Tweezers C to close the clip;
- 10 Stops 2mm;
- 10 Stops 3mm;
- 10 Ball Hooks;
- Contour Niti EasyClip+ arc sequence: .014, .018, .014 x .025 and .017 x .025 (02 units of each).

EL KIT ESTA COMPUESTO POR:

- 04 Casos de Brackets Autoligados EasyClip+;
- 01 Explorador para abrir el clip;
- 01 Pinza C para cerrar el clip;
- 10 Stops 2mm;
- 10 Stops 3mm;
- 10 Ganchos de bola;
- Secuencia de arco Contour Niti EasyClip+: .014, .018, .014 x .025 y .017 x .025 (02 unidades de cada uno).

Premium package Embalaje premium



JORGE RODRIGUES
HYBRID BIDIMENSIONAL
Kit 4 cases (5x5)
Cód. 14.00.0027

MBT
PASSIVE
Kit 4 cases (5x5)
Cód. 14.00.0004

MBT
INTERACTIVE
Kit 4 cases (5x5)
Cód. 14.00.0020

SUPER TORQUE
PASSIVE
Kit 4 cases (5x5)
Cód. 14.00.0007

ROTH
PASSIVE
Kit 4 cases (5x5)
Cód. 14.00.0006

ROTH
INTERACTIVE
Kit 4 cases (5x5)
Cód. 14.00.0021

STANDARD TORQUE
PASSIVE
Kit 4 cases (5x5)
Cód. 14.00.0005

M.O. COMBINED PASSIVE

Kit 4 cases (7x7)
Cód. 14.00.0035
Contains:
- 2 cases M.O. Standard, 2 sequences of Cuper Niti cases .014 / .018 / .014x.025 / .018x.025 - 1 case M.O. Class III Open Bite, 1 sequence of Cuper Niti case .014 / .014x.025 / .016x.025 / .018x.025
- 1 case M.O. Deep Bite, 1 sequence of Cuper Niti case .014 / .014x.025 / .017x.025 / .018x.025 / .019x.025
+ Accessories

M.O. COMBINADO PASIVO

Kit 4 casos (7x7)
Cód. 14.00.0035
Contiene:
- 2 casos M.O. Standard, 2 secuencias de arcos Cuper Niti .014 / .018 / .014x.025 / .018x.025
- 1 caso M.O. Class III Open Bite, 1 secuencia de arcos Cuper Niti .014 / .014x.025 / .016x.025 / .018x.025
- 1 caso M.O. Deep Bite, 1 secuencia de arcos Cuper Niti .014 / .014x.025 / .017x.025 / .018x.025 / .019x.025
+ Accesorios

BioMax

Aditek's BioMax Bracket System has low profile, anatomic design, rounded edges, precision in torque, angulation and slots, offering the highest comfort to the patient.

El bracket BioMax de Aditek tiene un perfil bajo, diseño anatómico, bordes redondeados, precisión de torque, angulación y slots, ofreciéndola máxima comodidad al paciente.



MAXIMUM COMFORT AND QUALITY

MÁXIMO CONFORT Y
CALIDAD PARA QUIEN
LO UTILIZA

- 1 Vertical line to facilitate bracket positioning;**
Línea vertical en "V" para facilitar el posicionamiento del bracket;
- 2 Integrated hook;**
Gancho integrado;
- 3 Chamfered slot;**
Slot biselado;
- 4 Expanded area under the wings;**
Area expandida bajo las aletas;
- 5 Torque on base;**
Torque en la base;
- 6 Compound and contoured bonding base;**
Base con rayo compuesto;
- 7 Built in a single body using the MIM System (Metal Injection Molding).**
Construido en un solo cuerpo mediante el Sistema MIM (Moldeo por Inyección de Metal).



SLOT	REFERENCIA/REFERENCE	KIT WITH HOOKS/KIT C. GANCHO 3, 4, 5
.022" x .028"	05.04.0300	5X5

METALLIC
METÁLICO

VARIÇÕES DE KITS 5X5			
SLOT	05.04.0300 Kit 10 casos c/g 3,4,5	05.04.0309 Kit 50 casos c/g 3,4,5	05.04.0302 Kit 100 casos c/g 3,4,5

Width	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,6 mm	3,2 mm	3,2 mm	2,6 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
Torque	-7°	-7°	0°	8°	12°	12°	8°	0°	-7°	-7°
Ang	0°	0°	9°	°	5°	5°	9°	9° 4°	0°	0°
Offset	2°	2°	4°	9°	0°	0°	0°	0,45	°	2°
In-out	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,65 mm	0,60 mm	0,60 mm	0,65 mm	mm	0,45 mm	0,45 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/10									
.022" x .028"	05.04.3814	05.04.3814	05.04.0313	05.04.0312	05.04.0311	05.04.0321	05.04.0322	05.04.0323	05.04.3824	05.04.3824

	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
UPPER SUPERIOR										
LOWER INFERIOR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Width	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Ang	0°	0°	5°	0°	0°	0°	0°	5°	0°	0°
Offset	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,45 mm	0,45 mm	0,48 mm	0,75 mm	0,75 mm	0,75 mm	0,75 mm	0,48 mm	0,45 mm	0,45 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/10									
.022" x .028"	05.04.0345	05.04.0344	05.04.0343	05.04.0350	05.04.0350	05.04.0350	05.04.0350	05.04.0333	05.04.0334	05.04.0335

SLOT	REFERENCIA/REFERENCE	KIT WITH HOOKS/KIT C. GANCHO 3, 4, 5
.022" x .028"	05.04.0800	5X5

METALLIC
METÁLICO

KIT VARIATIONS/ VARIACIONES DE KITS 5X5			
SLOT	05.04.0800 Kit 10 cases w/g 3,4,5	05.04.0809 Kit 50 cases w/g 3,4,5	05.04.0802 Kit 100 cases w/g 3,4,5

Width	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,6 mm	3,2mm	3,2mm	2,6 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
Torque	-7°	-7°	-7°	10°	17°	17°	10°	-7°	-7°	-7°
Ang	0°	0°	8°	8°	4°	4°	8°	8°	0°	0°
Offset	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,65 mm	0,60 mm	0,60 mm	0,65 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/10									
.022" x .028"	05.04.3814	05.04.3814	05.04.0813	05.04.0812	05.04.0811	05.04.0821	05.04.0822	05.04.0823	05.04.3824	05.04.3824


	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
UPPER SUPERIOR										
LOWER INFERIOR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Width	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,3 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Ang	0°	0°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	0°	0°
Offset	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,48 mm	0,48 mm	0,50 mm	0,75 mm	0,75 mm	0,75 mm	0,75 mm	0,50 mm	0,48 mm	0,48 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/10									
.022" x .028"	05.04.0845	05.04.0844	05.04.0843	05.04.0850	05.04.0850	05.04.0850	05.04.0850	05.04.0833	05.04.0834	05.04.0835



Vector+




KIT VARIATIONS/VARIACIONES KIT 5X5	
SLOT .018	05.39.0390 - Kit 1 case w/g 3,4,5
	05.39.0300 - Kit 10 cases w/g 3,4,5
	05.39.0309 - Kit 50 cases w/g 3,4,5
	05.39.0302 - Kit 100 cases w/g 3,4,5

KIT VARIATIONS/VARIACIONES KIT 5X5	
SLOT .022	05.40.0390 - Kit 1 case w/g 3,4,5
	05.40.0300 - Kit 10 cases w/g 3,4,5
	05.40.0309 - Kit 50 cases w/g 3,4,5
	05.40.0302 - Kit 100 cases w/g 3,4,5

METALLIC
METÁLICO

Width	3,3 mm	3,3 mm	3,5 mm	3,4 mm	3,9 mm	3,9 mm	3,4 mm	3,5 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-7°	-7°	0°	8°	12°	12°	8°	0°	-7°	-7°
Ang	0°	0°	9°	9°	5°	5°	9°	9°	0°	0°
Offset	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,45 mm	0,45 mm	0,40 mm	0,60 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,60 mm	0,40 mm	0,45 mm	0,45 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/10									
.018" x .028"	05.39.341	05.39.341	05.39.031	05.39.0312	05.39.0311	05.39.0321	05.39.0322	05.39.032	05.39.342	05.39.342
.022" x .028"	4	4	3	05.40.0312	05.40.0311	05.40.0321	05.40.0322	3	4	4
	05.40.341	05.40.341	05.40.031					05.40.032	05.40.342	05.40.342
	4	15	4	14	3	13	12	11	21	22



Width	3,3 mm	3,3 mm	3,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	3,5 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Ang	0°	0°	5°	0°	0°	0°	0°	5°	0°	0°
Offset	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,45 mm	0,45 mm	0,40 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,40 mm	0,45 mm	0,45 mm




SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/10									
.018" x .028"	05.39.324	05.39.324	05.39.364	05.39.335	05.39.335	05.39.335	05.39.3350	05.39.363	05.39.323	05.39.323
.022" x .028"	5	4	3	0	0	0	05.40.3350	3	4	5
	05.40.324	05.40.324	05.40.364	05.40.335	05.40.335	05.40.335		05.40.363	05.40.323	05.40.323
	5	4	3	0	0	0		3	4	5

Kit variations/variaciones Kit 5x5:	05.39.2390 - Kit 1 w/g 3,4,5					05.39.2309 - Kit 50 cases w/g 3,4,5				
	05.39.2300 - Kit 10 cases w/g 3,4,5					05.39.2302 - Kit 100 cases w/g 3,4,5				

Width	3,3 mm	3,3 mm	3,5 mm	3,4 mm	3,9 mm	3,9 mm	3,4 mm	3,5 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-7°	-7°	0°	8°	12°	12°	8°	0°	-7°	-7°
Ang	0°	0°	9°	9°	5°	5°	9°	9°	0°	0°
Offset	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,45 mm	0,45 mm	0,40 mm	0,60 mm	0,55 mm	0,55 mm	0,60 mm	0,40 mm	0,45 mm	0,45 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/10									
.018" x .028"	05.39.3414	05.39.3414	05.39.0313	05.39.0312	05.39.0311	05.39.0321	05.39.0322	05.39.0323	05.39.3424	05.39.3424
	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25



Width	3,3 mm	3,3 mm	3,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	3,5 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Ang	0°	0°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	0°	0°
Offset	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,45 mm	0,45 mm	0,40 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,40 mm	0,45 mm	0,45 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PKW/10									
.018" x .028"	05.39.8945	05.39.0844	05.39.0843	05.39.0850	05.39.0850	05.39.0850	05.39.0850	05.39.0833	05.39.0834	05.39.8935



KIT VARIATIONS/VARIACIONES KIT 5X5	
SLOT	05.39.0890 - Kit 1 case w/g 3,4,5
.018	05.39.0800 - Kit 10 cases w/g 3,4,5
	05.39.0809 - Kit 50 cases w/g 3,4,5
	05.39.0802 - Kit 100 cases w/g 3,4,5

KIT VARIATIONS/VARIACIONES KIT 5X5	
SLOT	05.40.0890 - Kit 1 case w/g 3,4,5
.022	05.40.0800 - Kit 10 cases w/g 3,4,5
	05.40.0809 - Kit 50 cases w/g 3,4,5
	05.40.0802 - Kit 100 cases w/g 3,4,5

METALLIC
METÁLICO

Width	3,3 mm	3,3 mm	3,5 mm	3,4 mm	3,9 mm	3,9 mm	3,4 mm	3,5 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-7°	-7°	-7°	10°	17°	17°	10°	-7°	-7°	-7°
Ang	0°	0°	8°	8°	4°	4°	8°	8°	0°	0°
Offset	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,65 mm	0,60 mm	0,60 mm	0,65 mm	0,45 mm	0,45 mm	0,45 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/10									
.018" x .028"	05.39.341	05.39.341	05.39.081	05.39.081	05.39.08	05.39.08	05.39.0822	05.39.082	05.39.342	05.39.342
.022" x .028"	4	4	3	2	11	21	05.40.0822	3	4	4
	05.40.341	05.40.341	05.40.081	05.40.08	05.40.08	05.40.08		05.40.082	05.40.342	05.40.342
	4 15	4 14	3 13	12 12	11 11	21 21	22	3 23	4 24	4 25

U PPE R SUPERIOR										
LOWER INFERIOR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Width	3,3 mm	3,3 mm	3,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	3,5 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Ang	0°	0°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	0°	0°
Offset	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,45 mm	0,45 mm	0,40 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,40 mm	0,45 mm	0,45 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/10									
.018" x .028"	05.39.894	05.39.084	05.39.084	05.39.085	05.39.085	05.39.085	05.39.085	05.39.083	05.39.083	05.39.893
.022" x .028"	5	4	3	0	0	0	0	3	4	5
	05.40.89	05.40.08	05.40.08	05.40.085	05.40.085	05.40.085	05.40.085	05.40.083	05.40.083	05.40.893
	45	44	43	0	0	0	0	3	4	5

Kit variations/variaciones kit 5x5:	05.36.1490 - Kit 1 case w/g 3,4,5	05.36.1409 - Kit 50 cases w/g 3,4,5
	05.36.1400 - Kit 10 cases w/g 3,4,5	05.36.1402 - Kit 100 cases w/g 3,4,5

Width	3,3 mm	3,3 mm	3,5 mm	3,4 mm	3,9 mm	3,9 mm	3,4 mm	3,5 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-7°	-7°	-7°	14°	22°	22°	14°	7°	-7°	-7°
Ang	0°	0°	5°	9°	5°	5°	9°	5°	0°	0°
Offset	2°	2°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	2°	2°
In-out	0,45	0,45	0,50	0,75	0,70	0,70	0,75	0,50	0,45	0,45

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/10									
.018" x .028"	-	-	05.39.0913	05.39.0912	05.39.0911	05.39.0921	05.39.0922	05.39.0923	-	-
.022" x .028"	05.40.3414	05.40.3414	-	-	-	-	-	-	05.40.3424	05.40.3424

U PPE R SUPERIOR										
LOWER INFERIOR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Width	3,3 mm	3,3 mm	3,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	3,5 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-22°	-17°	0°	-6°	-6°	-6°	-6°	0°	-17°	-22°
Ang	0°	0°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	0°	0°
Offset	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
In-out	0,45	0,45	0,45	0,70	0,70	0,70	0,70	0,45	0,45	0,45

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/10									
.018" x .028"	-	-	05.39.1843	05.39.0850	05.39.0850	05.39.0850	05.39.0850	05.39.1833	-	-
.022" x .028"	05.40.3245	05.40.3244	-	-	-	-	-	-	05.40.3234	05.40.3235

BIOMECÂNICA GIRONDI

SLOT	REFERENCIA/REFERENCE	KIT WITH HOOKS/KIT.C.GANCHO 3, 4, 5
.018" x .028"	05.39.4990	5x5

KIT 6X6 COM TUBES IN MOLARS/ TUBOS EN MOLARES
05.39.4994 - Kit c/g 3,4,5

Width	3,2 mm	3,2 mm	3,5 mm	3,4 mm	3,9 mm	3,9 mm	3,4 mm	3,5 mm	3,2 mm	3,2 mm
Torque	0°	0°	7°	14°	22°	22°	14°	7°	0°	0
Ang	0°	0°	5°	9°	5°	5°	9°	5°	0°	°
Offset	0°	0°	4°	0°	0°	0°	0°	4°	0°	0
In-out	0,45 mm	0,45 mm	0,50 mm	0,75 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,75 mm	0,50 mm	0,45 mm	0,45 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/10									
.018" x .028"	05.09.0914	05.09.0914	05.39.0913	05.39.0912	05.39.0911	05.39.0921	05.39.0922	05.39.0923	05.09.0924	05.09.0924

	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
U PPE R SUPERIOR										
LOWER INFERIOR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Width	3,3 mm	3,3 mm	3,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	3,5 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	0°	0°	7°	0°	0°	0°	0°	7°	0°	0
Ang	0°	0°	5°	0°	0°	0°	0°	5°	0°	°
Offset	0°	0°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	0°	0
In-out	0,45 mm	0,45 mm	0,50 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,70 mm	0,50 mm	0,45 mm	0,45 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/10									
.018" x .028"	05.09.0944	05.09.0944	05.39.0923	05.39.3350	05.39.3350	05.39.3350	05.39.3350	05.39.0913	05.09.0934	05.09.0934



GIRONDI COM TUBOS NOS MOLARES

SLOT REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/10		
.022" x .028"	08.11.1501	08.11.1601

Width	3,8 mm	3,8 mm
Torque	0°	0°
Ang	0°	0°
Offset	0°	0°
In-out	0,50 mm	0,50 mm

	16	26
U PPE R SUPERIOR		
LOWER INFERIOR		
	46	36

Width	3,8 mm	3,8 mm
Torque	0°	0°
Ang	0°	0°
Offset	0°	0°
In-out	0,50 mm	0,50 mm

SLOT REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/10		
.022" x .028"	08.11.1601	08.11.1501

PACKAGING EMBALAJES



BRACKET BioCross



- 1** **Smaller, fully rounded hook;;**
Gancho más pequeño y completamente redondeado;
- 2** **permanent identification system;**
Sistema de identificación permanente;
- 3** **Cross-reference lines;**
Líneas de referencia cruzada;
- 4** **Optimized Composite Contour Base;**
Base de contorno compuesto optimizada;
- 5** **Micro-engraved pin base design.**
Diseño de base de pasador micrograbado.

PRESCRIPTION/PRESCRIPCIÓN **BIOCROSS**

KIT DE REFÊRÊNCIA	ROTH
Formation/Formación	Quant/Cantid
1 Kit 5x5 c/20	20 pçs

Torque	-7°	-7°	-2°	8	12°	12°	8	-2	-7°	-7°
Ang	0°	0°	13°	°	5°	5°	°	°	0°	0°
O ff set	2°	2°	4°	9	0°	0°	9	13°	2°	2°

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/10									
.022"	05.59.0314	05.59.0314	05.59.0313	05.59.0312	05.59.0311	05.59.0321	05.59.0322	05.59.0323	05.59.0324	05.59.0324

	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
U PPE R SUPERIOR										
LOWER INFERIOR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Torque	-22°	-17°	-11°	-1°	-1°	-1°	-1°	-11°	-17°	-22°
Ang	0°	0°	7°	0°	0°	0°	0°	7°	0°	0°
O ff set	4°	4°	2°	0°	0°	0°	0°	2°	4°	4°
.022"	05.59.0345	05.59.0344	05.59.0343	05.59.0350	05.59.0350	05.59.0350	05.59.0350	05.59.0333	05.59.0334	05.59.0335



Safira

**Maximum transparency, for
perfect aesthetics**

Máxima transparencia, para una
estética perfecta



**BASE ANATÔMICA,
MÁXIMA RETENÇÃO
E MELHOR ESTÉTICA**

**Produzido em
cerâmica
monocristalina**
da mais alta
qualidade

**Cantos
arredondados**
para melhor
conforto ao
paciente

**Excelent
e deslize
do ARCO**
na
mecânica

SLOT	REFERENCIA/REFERENCE	KIT WITH HOOKS/KIT C. GANCHO 3, 4, 5
.018" x .028"	05.16.0390	5x5
.022" x .028"	05.15.0390	5x5

AESTHETIC
ESTÉTICO

Width	3,3 mm	3,3 mm	3,3 mm	2,7 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,7 mm	3,3 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-7°	-7°	0°	8°	12°	12°	8°	0°	-7°	-7°
Ang	0°	0°	11°	9°	5°	5°	9°	11°	0°	0°

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/I									
.018" x .028"	05.16.381	05.16.381	05.16.031	05.16.031	05.16.03	05.16.03	05.16.032	05.16.032	05.16.382	05.16.382
.028" x .028"	4	4	3	2	11	21	2	3	4	4
x .028"	05.15.381	05.15.381	05.15.031	05.15.031	05.15.031	05.15.032	05.15.032	05.15.032	05.15.382	05.15.382
	4 15	4 14	3 13	2 12	1 11	1 21	2 22	3 23	4 24	4 25
U PPE R SUPERIOR										
LOWER INFERIOR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Width	3,3 mm	3,3 mm	3,2 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	3,2 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Ang	0°	0°	5°	0°	0°	0°	0°	5°	0°	0°

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/I									
.018" x .028"	05.16.034	05.16.034	05.16.034	05.16.0350	05.16.035	05.16.035	05.16.035	05.16.035	05.16.033	05.16.033
.022" x .028"	5	4	3	05.15.0350	0	0	0	0	3	4
	05.15.034	05.15.034	05.15.034		05.15.035	05.15.035	05.15.035	05.15.035	05.15.033	05.15.033
	5	4	3		0	0	0	0	3	4
									5	5

SLOT	REFERENCIA/REFERENCE	KIT WITH HOOKS/KIT C. GANCHO 3, 4, 5
.018" x .022"	05.16.0890	5x5
.022" x .028"	05.15.0890	5x5

AESTHETIC
ESTÉTICO

Width	3,3 mm	3,3 mm	3,3 mm	2,7 mm	3,1 mm	3,1 mm	2,7 mm	3,3 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-7°	-7°	-7°	10°	17°	17°	10°	-7°	-7°	-7°
Ang	0°	0°	8°	8°	4°	4°	8°	8°	0°	0°

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/I									
.018" x .028"	05.16.381	05.16.381	05.16.081	05.16.081	05.16.08	05.16.08	05.16.0822	05.16.0823	05.16.382	05.16.382
.022" x .028"	4	4	3	2	11	21	05.15.0822	05.15.0823	4	4
	05.15.381	05.15.381	05.15.081	05.15.081	05.15.08	05.15.08			05.15.382	05.15.382
	4 15	4 14	3 13	2 12	11 11	21 21	22	23	4 24	4 25
U PPE R SUPERIOR										
LOWER INFERIOR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Width	3,3 mm	3,3 mm	3,2 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	2,6 mm	3,2 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Ang	0°	0°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	0°	0°

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/I									
.018" x .028"	05.16.084	05.16.084	05.16.084	05.16.0850	05.16.085	05.16.085	05.16.085	05.16.083	05.16.083	05.16.083
.022" x .028"	5	4	3	05.15.0850	0	0	0	3	4	5
	05.15.084	05.15.084	05.15.084		05.15.085	05.15.085	05.15.085	05.15.083	05.15.083	05.15.083
	5	4	3		0	0	0	3	4	5

Translux



**THE CERAMIC BRACKET
TRANSLUX OFFERS EXCELLENT
BENEFITS AT A GREAT PRICE,
is the perfect alternative to
aesthetic treatment because
the bracket mixes naturally
with any enamel tone**

EL BRACKET CERÁMICO TRANSLUX ES UN PRODUCTO QUE OFRECE GRAN BENEFICIO Y COSTO, es la alternativa perfecta al tratamiento estético, ya que el bracket se mezcla de forma natural sobre cualquier tono de esmalte



**AMPLE SPACE UNDER
THE TIE WINGS;**

AMPLIO ESPACIO BAJO DE
LAS ALETAS



**TORQUE IN THE
BASE;**

TORQUE EN LA BASE Y
DISEÑO ACTUAL;



**MADE OF
POLYCRYSTALLINE
ALUMINA 99.9% WITH
UNIFORMITY IN
PARTICLE SIZE;**

HECHO EN ALÚMINA
POLICRISTALINO 99,9% CON
UNIFORMIDAD EN EL TAMAÑO
DE PARTÍCULA;



**BASE DESIGNED FOR
MAXIMUM RETENTION.**

BASE DE ALTA CALIDAD

SLOT	REFERENCIA/REFERENCE	KIT WITH HOOKS/KIT C. GANCHO 3, 4, 5
.018" x .028"	05.02.0390	5x5
.022" x .028"	05.03.0390	5x5

AESTHETIC
ESTÉTICO

Width	3,2 mm	3,2 mm	3,3 mm	3,2 mm	3,6 mm	3,6 mm	3,2 mm	3,3 mm	3,2 mm	3,2 mm
Torque	-7°	-7°	0°	8°	12°	12°	8°	0°	-7°	-7°
Ang	0°	0°	11°	9°	5°	5°	9°	11°	0°	0°

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/I									
.018" x .028"	05.02.381	05.02.381	05.02.031	05.02.0312	05.02.03	05.02.03	05.02.0322	05.02.032	05.02.382	05.02.382
.022" x .028"	4	4	3	05.03.0312	11	21	05.03.0322	3	4	4
	05.03.381	05.03.381	05.03.031		05.03.03	05.03.03		05.03.032	05.03.382	05.03.382
	4 15	4 14	3 13	12	11 11	21 21	22	3 23	4 24	4 25
U PPE R SUPERIOR										
LOWER INFERIOR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Width	3,2 mm	3,2 mm	3,4 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,9 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,2 mm
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Ang	0°	0°	5°	0°	0°	0°	0°	5°	0°	0°

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/I									
.018" x .028"	05.02.034	05.02.034	05.02.034	05.02.3150	05.02.315	05.02.315	05.02.315	05.02.033	05.02.033	05.02.033
.022" x .028"	5	4	3	05.03.3150	0	0	0	3	4	5
	05.03.034	05.03.034	05.03.034		05.03.315	05.03.315	05.03.315	05.03.033	05.03.033	05.03.033
	5	4	3		0	0	0	3	4	5

SLOT	REFERENCIA/REFERENCE	KIT WITH HOOKS/KIT C. GANCHO 3, 4, 5
.018" x .028"	05.02.0890	5x5
.022" x .028"	05.03.0890	5x5

AESTHETIC
ESTÉTICO

Width	3,2 mm	3,2 mm	3,3 mm	3,2 mm	3,6 mm	3,6 mm	3,2 mm	3,3 mm	3,2 mm	3,2 mm
Torque	-7°	-7°	-7°	10°	17°	17°	10°	-7°	-7°	-7°
Ang	0°	0°	8°	8°	4°	4°	8°	8°	0°	0°

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/I									
.018" x .028"	05.02.381	05.02.381	05.02.081	05.02.081	05.02.08	05.02.08	05.02.082	05.02.082	05.02.382	05.02.382
.022" x .028"	4	4	3	2	11	21	2	3	4	4
	05.03.381	05.03.381	05.03.081	05.03.081	05.03.08	05.03.08	05.03.082	05.03.082	05.03.382	05.03.382
	4 15	4 14	3 13	2 12	11 11	21 21	2 22	3 23	4 24	4 25
U PPE R SUPERIOR										
LOWER INFERIOR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Width	3,2 mm	3,2 mm	3,4 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,9 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,2 mm
Torque	-17°	-12°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-6°	-12°	-17°
Ang	0°	0°	3°	0°	0°	0°	0°	3°	0°	0°

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/I									
.018" x .028"	05.02.084	05.02.08	05.02.084	05.02.085	05.02.085	05.02.085	05.02.085	05.02.083	05.02.083	05.02.083
.022" x .028"	5	44	3	0	0	0	0	3	4	5
	05.03.084	05.03.08	05.03.084	05.03.085	05.03.085	05.03.085	05.03.085	05.03.083	05.03.083	05.03.083
	5	44	3	0	0	0	0	3	4	5

SLOT	REFERENCIA/REFERENCE		KIT WITH HOOKS/KIT C. GANCHO 3, 4, 5		AESTHETIC ESTÉTICO					
.018" x .028"	05.02.0990		5x5							
Width	3,2 mm	3,2 mm	3,4 mm	3,1 mm	3,8 mm	3,8 mm	3,1 mm	3,4 mm	3,2 mm	3,2 mm
Torque	0°	0°	7°	14°	22°	22°	14°	7°	0°	0°
Ang	0°	0°	5°	9°	5°	5°	9°	5°	0°	0°
SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/I									
.018" x .028"	05.02.0916	05.02.0916	05.02.0913	05.02.0912	05.02.0911	05.02.0921	05.02.0922	05.02.0923	05.02.0916	05.02.0916
	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
U PPE R SUPERIOR										
LOWER INFERIOR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
Width	3,3 mm	3,3 mm	3,4 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	3,4 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-17°	0°	7°	0°	0°	0°	0°	7°	0°	-17°
Ang	0°	0°	5°	0°	0°	0°	0°	5°	0°	0°
SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/I									
.018" x .028"	05.02.0948	05.02.0938	05.02.0943	05.02.0950	05.02.0950	05.02.0950	05.02.0950	05.02.0933	05.02.0938	05.02.0948

SLOT	REFERENCIA/REFERENCE		KIT WITH HOOKS/KIT C. GANCHO 3, 4, 5		AESTHETIC ESTÉTICO					
.022" x .028"	05.03.0191		5x5							
Width	3,2 mm	3,2 mm	3,5 mm	3,3 mm	3,6 mm	3,6 mm	3,3 mm	3,5 mm	3,2 mm	3,2 mm
Torque	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Ang	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/I									
.022" x .028"	05.03.0160	05.03.0160	05.03.0113	05.03.0120	05.03.0110	05.03.0110	05.03.0120	05.03.0123	05.03.0160	05.03.0160
	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
U PPE R SUPERIOR										
LOWER INFERIOR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35
Width	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm	3,0 mm	3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm
Torque	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
Ang	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°
SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/I									
.022" x .028"	05.03.0160	05.03.0160	05.03.0143	05.03.3150	05.03.3150	05.03.3150	05.03.3150	05.03.0133	05.03.0160	05.03.0160





BioCrystal

AESTHETIC BRACKET MADE OF BIOCOMPATIBLE MEDICAL POLYMER, HOOKS ON CUSPIDS AND BICUSPIDS; IDEAL FOR COMBINED TREATMENTS (BRACKETS THEN ALIGNERS).

BRACKET ESTÉTICO DE POLÍMERO BIOCOMPATIBLE DE GRADO MÉDICO, GANCHOS EN CANINOS Y PREMOLARES; IDEAL PARA TRATAMIENTO COMBINADO (BRACKETS DESPUÉS ALINEADORES)



PRESENTATION:

**ROTH
BIOCRYSTAL
Kit 1 Caso
Cód. 05.54.0390**

REFERENCIA/REFERENCE KITS	ROTH
Formation	Quant.
1 kit 5X5 w/g 3,4,5	20 pçs

ROTH
.022"
05.54.0390

**AESTHETIC
ESTÉTICO**

Wid th	3,3 mm	3,3 mm	3,7 mm	3,2 mm	3,8 mm	3,8 mm	3,2 mm	3,7 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-7°	-7°	0°	8°	12°	12°	8°	0°	-7°	-7°
Ang	0°	0°	9°	9°	5°	5°	9°	9°	0°	0°
In- ou t	1,00 mm	1,00 mm	1,05 mm	1,35 mm	1,25 mm	1,25 mm	1,35 mm	1,05 mm	1,00 mm	1,00 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.022"x.028"	05.54.0316	05.54.0316	05.54.0313	05.54.0312	05.54.0311	05.54.0321	05.54.0322	05.54.0323	05.54.0316	05.54.0316

	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25
U PPE R SUPERIOR										
LOWER INFERIOR										
	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35

Wid th	3,3 mm	3,3 mm	3,7 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,9 mm	2,9 mm	3,7 mm	3,3 mm	3,3 mm
Torque	-22°	-17°	-11°	0°	0°	0°	0°	-11°	-17°	-22°
Ang	0°	0°	5°	0°	0°	0°	0°	5°	0°	0°
In- ou t	1,25 mm	1,25 mm	0,95 mm	1,35 mm	1,35 mm	1,35 mm	1,35 mm	0,95 mm	1,25 mm	1,25 mm

SLOT	REPLACEMENT/REPOSICIÓN - PK W/5									
.022"x.028"	05.54.0348	05.54.0344	05.54.0343	05.54.0350	05.54.0350	05.54.0350	05.54.0350	05.54.0333	05.54.0334	05.54.0348

PRESCRIPTION/REPOSICIÓN **ROTH**



It is used to distalize molars, bicuspid and cuspids and correct anteroposterior discrepancy. It is adjustable to any dental arch size.

se utiliza para distalizar los molares, premolares y caninos para corregir la discrepancia anteroposterior. es ajustable a cualquier tamaño de arco dental.

Universal Distalizer
Distalizador universal

100% aesthetic
100% estético

PRESENTACIÓN:

KIT AESTHETIC UNIVERSAL
DISTALIZER, KIT W/ 4
COD 01.09.0001.3

APRESENTACIÓN:

KIT DISTALIZADOR ESTÉTICO
UNIVERSAL, KIT C/ 4
COD 01.09.0001.3



AESTHETIC DISTALIZER

DISTALIZADOR ESTÉTICO



BUCCAL TUBES

TUBOS BUCALES

Everything you need for your dental procedures

Todo lo que necesitas para tu procedimientos
dentales



BRAZILIAN COMPANY TO MANUFACTURE SELF-LIGATING BUCCAL TUBES

PRIMEIRA EMPRESA BRASILEIRA
EN FABRICAR TUBOS DE
AUTOLIGADO



PASSIVE/PASIVO

INTERACTIVE/INTERACTIVO

UPPER SUPERIOR

LOWER INFERIOR

UPPER SUPERIOR

LOWER INFERIOR



SUPERIORES



SIMPLES AUTOLIGADO PASSIVO | PACOTE COM 1 UN

PRESCRIÇÃO	TORQ.	ANG.	OFFSET	COMPRIMENTO	COLAGEM	
Roth	-10°	0°	8°	3,9 mm	.022" DIR.	.022" ESQ.
DMN	-18°	0°	12°	3,9 mm	08.45.0105O	08.45.0205O
					08.45.0111O	08.45.0211O



SIMPLES AUTOLIGADO INTERATIVO

PRESCRIÇÃO	TORQ.	ANG.	OFFSET	COMPRIMENTO	COLAGEM	
Roth	-10°	0°	8°	3,9 mm	.022" DIR.	.022" ESQ.
DMN	-18°	0°	12°	3,9 mm	08.46.0105O	08.46.0205O
					08.46.0111O	08.46.0211O

INFERIORES



SIMPLES AUTOLIGADO PASSIVO | PACOTE COM 1 UN

PRESCRIÇÃO	TORQ.	ANG.	OFFSET	COMPRIMENTO	COLAGEM	
Roth	-25°	0°	5°	3,9 mm	.022" DIR.	.022" ESQ.
DMN	-28°	2°	2°	3,9 mm	08.45.0310O	08.45.0410O
					08.45.0312O	08.45.0412O



SIMPLES AUTOLIGADO INTERATIVO

PRESCRIÇÃO	TORQ.	ANG.	OFFSET	COMPRIMENTO	COLAGEM	
Roth	-25°	0°	5°	3,9 mm	.022" DIR.	.022" ESQ.
DMN	-28°	2°	2°	3,9 mm	08.46.0310O	08.46.0410O
					08.46.0312O	08.46.0412O

Tubes TSN | Tubos TSN

Innovative technology and design, comfort to the patient and ease insertion of archwire

tecnología y diseño innovadores, comodidad al paciente y facilidad de inserción del arco



SUPERIORES

SIMPLE NON-CONVERTIBLE/SIMPLE NO CONVERTIBLE | PACKAGE WITH/PAQUETE CON 10 UN

PRESCRIPTION PRESCRIPCIÓN	TORQUE	OFF SET	BONDING/CEMENTADO	
			.002F2" FSET Right/Derecho	.022" Left/Izquierdo
MBT	-14°	10°	08.545.°0107	3,9
Rot		8°	08.542.°0105	mm08.54.0207
h	-10°			3,9



INFERIORES

SIMPLE NON-CONVERTIBLE/SIMPLE NO CONVERTIBLE

PRESCRIPTION PRESCRIPCIÓN	TORQUE	OFF SET	BONDING/CEMENTADO	
			.002F2" FSET Right/Derecho	.022" Left/Izquierdo
MBT	-20°	0	08.545.°0308	3,9 mm08.54.0408
Rot	-25°	°	08.542.°0310	3,9 mm08.54.0410
h		5°		



Bio Comfort
TUBE

**TECHNOLOGY AND
INNOVATIVE DESIGN**
TECNOLOGÍA Y DISEÑO INNOVADOR

UPPER
SUPERIORES



SIMPLE NON-CONVERTIBLE ANATOMICAL BASE | PACKAGE WITH 10 UN

BASE ANATÓMICA SIMPLE NO CONVERTIBLE | PAQUETE CON 10 UN

PRESCRIPTION PRESCRIPCIÓN	TORQUE	OFF SET	LENGTH LONGITUD	BONDING/CEMENTADO	
				.022" DIR. Right / Derecho	.022" Left / Izquierdo
Edgewise Ricketts	0°	0°	4,0	08.85.0101	08.85.0201
Padrão	-10°	0°	mm	08.85.010	08.85.020
Roth	-10°	8°	4,0	4	4
MBT	-14°	10°	mm	08.85.0105	08.85.0205
			4,0	08.85.0107	08.85.0207
			mm		
			4,0		

INFERIORES



SIMPLE NON-CONVERTIBLE ANATOMICAL BASE | PACKAGE WITH 10 UN

BASE ANATÓMICA SIMPLE NO CONVERTIBLE | PAQUETE CON 10 UN

PRESCRIPTION PRESCRIPCIÓN	TORQUE	OFFSET	LENGTH LONGITUD	BONDING/CEMENTADO	
				.022" DIR. Right / Derecho	.022" Left / Izquierdo
Edgewise Ricketts	0°	0	4,0	08.85.0301	08.85.0401
Roth	-25°	°	mm	08.85.0310	08.85.0410
MBT	-20°	5°	4,0	08.85.0308	08.85.0408

ARCHWIRES

ARCOS



THERMOACTIVATED

NATURAL



MEASUREMENT/ MEDIDA	UPPER W/ 10/ SUPERIOR C/10	LOWER W/ 10/ INFERIOR C/10	UPPER AESTHETIC W/ 01/SUPERIOR ESTÉTICO C/1	LOWER AESTHETIC W/ 01/INFERIOR ESTÉTICO C/1
.012	09.16.0512	09.16.0612	09.25.0512.1	09.25.0612.1
.014	09.16.0514	09.16.0614	09.25.0514.1	09.25.0614.1
.016	09.16.0516	09.16.0616	09.25.0516.1	09.25.0616.1
.018	09.16.0518	09.16.0618	09.25.0518.1	09.25.0618.1
.020	09.16.0520	09.16.0620	09.25.0520.1	09.25.0620.1
.016 x .016	09.16.0566	09.16.0666	09.25.0566.1	09.25.0666.1
.016 x .022	09.16.0562	09.16.0662	09.25.0562.1	09.25.0662.1
.017 x .025	09.16.0575	09.16.0675	09.25.0575.1	09.25.0675.1
.018 x .025	09.16.0585	09.16.0685	09.25.0585.1	09.25.0685.1
.019 x .025	09.16.0595	09.16.0695	09.25.0595.1	09.25.0695.1
.021 x .025	09.16.0525	09.16.0625	09.25.0525.1	09.25.0625.1

NATURAL BIOSLIDE



MEASUREMENT/ MEDIDA	UPPER W/ 10/ SUPERIOR C/10	LOWER W/ 10/ INFERIOR C/10
.012	09.13.0512	09.13.0612
.014	09.13.0514	09.13.0614
.016	09.13.0516	09.13.0616
.018	09.13.0518	09.13.0618
.020	09.13.0520	09.13.0620
.016 x .016	09.13.0566	09.13.0666
.016 x .022	09.13.0562	09.13.0662
.017 x .025	09.13.0575	09.13.0675
.018 x .025	09.13.0585	09.13.0685
.019 x .025	09.13.0595	09.13.0695
.021 x .025	09.13.0525	09.13.0625

SEQUENCE OF AESTHETIC ARCHWIRES/SECUENCIA DE ARCOS ESTÉTICOS

CÓDIGO	Description/Descripción	KIT
09.11.9001	ARCHWIRE SEQUENCE 35° C AESTHETIC 14 / 18 / 14X25 / 16X25 / 17X25 SECUENCIA DE ARCOS 35° C ESTÉTICO	W/ 10
09.25.9001	SEQUENCE OF AESTHETIC THERMO-ACTIVATED NITI ARCHWIRES 14/18 / 16X22 / 17X25 SECUENCIA DE ARCOS NITI TERMOACTIVADOS ESTÉTICOS	W/ 8



Cuper Niti DMN

CUPER NITI 35° C BIOSLIDE



MEASUREMENT/ MEDIDA	UNIVERSAL G - W/10 UNIVERSAL G - C/10
.013	09.04.0913
.014	09.04.0914
.016	09.04.0916
.018	09.04.0918
.014 x .025	09.04.0942
.016 x .025	09.04.0965
.018 x .025	09.04.0985

CUPER NITI



MEASUREMENT/ MEDIDA	UNIVERSAL G - W/10 UNIVERSAL G - C/10
.013	09.02.0913
.014	09.02.0914
.016	09.02.0916
.018	09.02.0918
.014 x .025	09.02.0942
.016 x .025	09.02.0965
.018 x .025	09.02.0985

CUPER NITI 35° C WITH STOP



MEDIDA	UNIVERSAL G - C/10
.013	09.03.0913
.014	09.03.0914
.016	09.03.0916
.018	09.03.0918
.014 x .025	09.03.0942
.016 x .025	09.03.0965
.018 x .025	09.03.0985



KIT EASYCLIP+ ARCHWIRE DMN SEQUENCE KIT EASYCLIP SECUENCIA DE ARCOS DMN		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	KIT
09.08.9000	Seq. Archwires EasyClip+ Passive 14/18/14x25/1 6x25/1 7x25 Sec. Arcos EasyClip+ Pasivo 14/18/14x25/16x25/17x25 c/10	W/ 10 C/10
09.12.9000	Seq. Archwires EasyClip+ PDM 13/14/18x18/1 6x1 6/1 6x2 2 Sec. Arcos EasyClip+ PDM 13/14/18x18/16x16/16x22 c/10	W/ 10 C/10
09.16.9000	Seq. Archwires EasyClip+ Thermoactivated Interactive 14/18/16x22/17x25 Sec. Arcos EasyClip+ Interativo Termoativado 14/18/1 6x2 2/1 7x25	W/ 8 C/8

Stainless Steel

Acero

NATURAL



MEASUREMENT/ MEDIDA	UPPER W/10/ SUPERIOR C/10	LOWER W/10/ INFERIOR C/10	UPPER W/100/ SUPERIOR C/100	LOWER W/100/ INFERIOR C/100
.012	09.05.0512	09.05.0612	09.05.0512.0	09.05.0612.0
.014	09.05.0514	09.05.0614	09.05.0514.0	09.05.0614.0
.016	09.05.0516	09.05.0616	09.05.0516.0	09.05.0616.0
.018	09.05.0518	09.05.0618	09.05.0518.0	09.05.0618.0
.020	09.05.0520	09.05.0620	09.05.0520.0	09.05.0620.0
.016 x .016	09.05.0566	09.05.0666	09.05.0566.0	09.05.0666.0
.016 x .022	09.05.0562	09.05.0662	09.05.0562.0	09.05.0662.0
.017 x .025	09.05.0575	09.05.0675	09.05.0575.0	09.05.0675.0
.018 x .025	09.05.0585	09.05.0685	09.05.0585.0	09.05.0685.0
.019 x .025	09.05.0595	09.05.0695	09.05.0595.0	09.05.0695.0
.021 x .025	09.05.0525	09.05.0625	09.05.0525.0	09.05.0625.0

ESTÉTICO NATURAL



MEASUREMENT/MEDIDA	UPPER W/01/SUPERIOR C/01	LOWER W/01/INFERIOR C/01
.012	09.06 .051 2 .1	09.06 .061 2 .1
.014	09.06.0514.1	09.06.0614.1
.016	09.06.0516.1	09.06.0616.1
.018	09.06.0518.1	09.06.0618.1
.020	09.06.0520.1	09.06.0620.1
.016 x .016	09.06.0566.1	09.06.0666.1
.016 x .022	09.06 .0562 .1	09.06 .06 62 .1
.017 x .025	09.06.0575.1	09.06 .0675.1
.018 x .025	09.06.0585.1	09.06.0685.1
.019 x .025	09.06 .0595.1	09.06 .0695.1
.021 x .025	09.06 .0525.1	09.06 .0625.1

FORMATO DMN



MEASUREMENT/MEDIDA	UNIVERSAL G W/ 10 UNIVERSAL G C/ 10
.016 x .022	09.05.0962
.019 x .025	09.05.0995

RETRACTION ARCHWIRE

ARCO DE RETRACCIÓN



2 ARCHWIRE KEY W/10
2 ARCOS DE LLAVE C/10

MEASUREMENT/ MEDIDA	.016 x .022	.017 x .025	.018 x .025	.019 x .025	.021 x .025
22 mm	09.19.1262	09.19.1275	09.19.1285	09.19.1295	09.19.1225
24 mm	09.19.1362	09.19.1375	09.19.1385	09.19.1395	09.19.1325
26 mm	09.19.1462	09.19.1475	09.19.1485	09.19.1495	09.19.1425
28 mm	09.19.1562	09.19.1575	09.19.1585	09.19.1595	09.19.1525
30 mm	09.19.1662	09.19.1675	09.19.1685	09.19.1695	09.19.1625
32 mm	09.19.1762	09.19.1775	09.19.1785	09.19.1795	09.19.1725
34 mm	09.19.1862	09.19.1875	09.19.1885	09.19.1895	09.19.1825
36 mm	09.19.1962	09.19.1975	09.19.1985	09.19.1995	09.19.1925
38 mm	09.19.2062	09.19.2075	09.19.2085	09.19.2095	09.19.2025
40 mm	09.19.2162	09.19.2175	09.19.2185	09.19.2195	09.19.2125
42 mm	09.19.2262	09.19.2275	09.19.2285	09.19.2295	09.19.2225
44 mm	09.19.2362	09.19.2375	09.19.2385	09.19.2395	09.19.2325
Kit w/120/kit c/120 10 of each measure/10 de cada medida	09.19.2562	09.19.2575	09.19.2585	09.19.2595	09.19.2525



4 ARCHWIRE KEY W/10
4 ARCOS DE LLAVE C/10

TAMANHO / MEDIDA	.016 x .022	.017 x .025	.018 x .025	.019 x .025	.021 x .025
22 mm	09.20.1262	09.20.1275	09.20.1285	09.20.1295	09.20.1225
24 mm	09.20.1362	09.20.1375	09.20.1385	09.20.1395	09.20.1325
26 mm	09.20.1462	09.20.1475	09.20.1485	09.20.1495	09.20.1425
28 mm	09.20.1562	09.20.1575	09.20.1585	09.20.1595	09.20.1525
30 mm	09.20.1662	09.20.1675	09.20.1685	09.20.1695	09.20.1625
32 mm	09.20.1762	09.20.1775	09.20.1785	09.20.1795	09.20.1725
34 mm	09.20.1862	09.20.1875	09.20.1885	09.20.1895	09.20.1825
36 mm	09.20.1962	09.20.1975	09.20.1985	09.20.1995	09.20.1925
38 mm	09.20.2062	09.20.2075	09.20.2085	09.20.2095	09.20.2025
40 mm	09.20.2162	09.20.2175	09.20.2185	09.20.2195	09.20.2125
42 mm	09.20.2262	09.20.2275	09.20.2285	09.20.2295	09.20.2225
44 mm	09.20.2362	09.20.2375	09.20.2385	09.20.2395	09.20.2325
Kit w/120/Kit c/120 10 of each measure/10 de cada medida	09.20.2562	09.20.2575	09.20.2585	09.20.2595	09.20.2525



T-LOOP 2 ARCHWIRE W/10
T-LOOP 2 ARCOS C/10

TAMANHO / MEDIDA	.016 x .022	.017 x .025	.019 x .025
22 mm	09.17.1262	09.17.1275	09.17.1295
24 mm	09.17.1362	09.17.1375	09.17.1395
26 mm	09.17.1462	09.17.1475	09.17.1495
28 mm	09.17.1562	09.17.1575	09.17.1595
30 mm	09.17.1662	09.17.1675	09.17.1695
32 mm	09.17.1762	09.17.1775	09.17.1795
34 mm	09.17.1862	09.17.1875	09.17.1895
36 mm	09.17.1962	09.17.1975	09.17.1995
38 mm	09.17.2062	09.17.2075	09.17.2095
40 mm	09.17.2162	09.17.2175	09.17.2195
42 mm	09.17.2262	09.17.2275	09.17.2295
44 mm	09.17.2362	09.17.2375	09.17.2395

Nitinol

SUPERELASTIC NATURAL SUPERELÁSTICO NATURAL



MEASUREMENT/ MEDIDA	UPPER W/10/ SUPERIOR C/10	LOWER W/10/ INFERIOR C/10	UPPER W/100/ SUPERIOR C/100	LOWER W/100/ INFERIOR C/100
.012	09.15.0512	09.15.0612	09.15.0512.0	09.15.0612.0
.014	09.15.0514	09.15.0614	09.15.0514.0	09.15.0614.0
.016	09.15.0516	09.15.0616	09.15.0516.0	09.15.0616.0
.018	09.15.0518	09.15.0618	09.15.0518.0	09.15.0618.0
.020	09.15.0520	09.15.0620	09.15.0520.0	09.15.0620.0
.016 x .016	09.15.0566	09.15.0666	09.15.0566.0	09.15.0666.0
.016 x .022	09.15.0562	09.15.0662	09.15.0562.0	09.15.0662.0
.017 x .025	09.15.0575	09.15.0675	09.15.0575.0	09.15.0675.0
.018 x .025	09.15.0585	09.15.0685	09.15.0585.0	09.15.0685.0
.019 x .025	09.15.0595	09.15.0695	09.15.0595.0	09.15.0695.0
.021 x .025	09.15.0525	09.15.0625	09.15.0525.0	09.15.0625.0

AESTHETIC NATURAL NATURAL ESTÉTICO



MEASUREMENT/MEDIDA	UPPER W/01/SUPERIOR C/01	LOWER W/01/INFERIOR C/01
.012	09.14.0512.1	09.14.0612.1
.014	09.14.0514.1	09.14.0614.1
.016	09.14.0516.1	09.14.0616.1
.018	09.14.0518.1	09.14.0618.1
.020	09.14.0520.1	09.14.0620.1
.016 x .016	09.14.0566.1	09.14.0666.1
.016 x .022	09.14.0562.1	09.14.0662.1
.017 x .025	09.14.0575.1	09.14.0675.1
.018 x .025	09.14.0585.1	09.14.0685.1
.019 x .025	09.14.0595.1	09.14.0695.1
.021 x .025	09.14.0525.1	09.14.0625.1

REVERSE CURVE CURVA REVERSA



MEASUREMENT/MEDIDA	UPPER W/10/SUPERIOR C/10	LOWER W/10/INFERIOR C/10
.012	09.23.0512	09.23.0612
.014	09.23.0514	09.23.0614
.016	09.23.0516	09.23.0616
.018	09.23.0518	09.23.0618
.020	09.23.0520	09.23.0620
.016 x .016	09.23.0566	09.23.0666
.016 x .022	09.23.0562	09.23.0662
.017 x .025	09.23.0575	09.23.0675
.018 x .025	09.23.0585	09.23.0685
.019 x .025	09.23.0595	09.23.0695
.021 x .025	09.23.0525	09.23.0625

NATURAL BIOSLIDE BIOSLIDE NATURAL




MEASUREMENT/MEDIDA	UPPER W/10/SUPERIOR C/10	LOWER W/10/INFERIOR C/10
.012	09.12.0512	09.12.0612
.014	09.12.0514	09.12.0614
.016	09.12.0516	09.12.0616
.018	09.12.0518	09.12.0618
.020	09.12.0520	09.12.0620
.016x.016	09.12.0566	09.12.0666
.016X.022	09.12.0562	09.12.0662
.017X .025	09.12.0575	09.12.0675
.018X .025	09.12.0585	09.12.0685
.019X .025	09.12.0595	09.12.0695
.021X .025	09.12.0525	09.12.0625

STAINLESS STEEL

ACERO

STRAIGHT LENGTH 35 CM BARRA 35 CM



MEASUREMENT/ MEDIDA	UPPER W/10/ SUPERIOR C/20	LOWER W/10/ INFERIOR C/20
.012	-	07.06.1206
.014	-	07.06.1406
.016	-	07.06.1606
.018	-	07.06.1806
.020	-	07.06.2006
.016 x .016	07.06.6605	-
.016 x .022	07.06.6205	-
.017 x .025	07.06.7505	-
.018 x .025	07.06.8505	-
.019 x .025	07.06.9505	-
.021 x .025	07.06.2505	-


LIGATURE WIRE 50G ALAMBRE DE LIGADURA 50G



MEASUREMENT/ MEDIDA	CODE
.008	07.01.080
.009	1
.010	07.01.090
.011	1
.012	07.01.1001
	07.01.1101
	07.01.1201

ACCESSORIES

ACCESORIOS



BALL HOOK

GANCHO BOLA

MEASUREMENT/ MEDIDA	CÓDIGO C/ 10
P	01.00.0003



MEASUREMENT/ MEDIDA	CÓDIGO C/ 10
G	01.00.0002



STOP



MEASUREMENT/MEDIDA	CÓDIGO C/ 10
2 mm - Rounded wires/Hilos redondeados	01.01.0001
3 mm - Rounded wires/Hilos redondeados	01.01.0003
2 mm - Rectangular wires/Hilos redondeados	01.01.0005
Opene d/A bier to	01.01.0004
2 mm - Rounded wires/Hilos redondeados	01.01.0002

TUBE MEASUREMENTS OF THE CLOSED STOP MEDIDAS DEL TUBO CERRADO DEL STOP

	STOP FOR ROUNDED WIRES/STOP PARA HILOS REDONDEADOS	STOP FOR RECTANGULAR WIRES/ STOP PARA HILOS RECTANGULARES
External measure/ Medida externa	0,80 mm	1,10 mm
Intern diameter/Medida interna	0,54 mm	0,78 mm
Thickness/Espesor	0,13 mm	0,16 mm

*The stops for round wire fits up to .020" wire

*The stops for rectangular wire fits up to .021" x.025" wire

*We suggest using the open stop on larger size wires

*Los stops de hilo redondo se ajustan a hilo de hasta .020"

*Los stops de hilo rectangulares se ajustan a alambres de hasta .021" x .025"

*Sugerimos usar el stop abierto en cables de mayor calibre

STICK TIE

LIGADURA ELÁSTICA



PACKAGE W/1000 | PAQUETE C/1000

CODE/CÓDIGO

DESCRIÇÃO

06.03.0030

STICK TIE TRANSPARENTE

INTRAORAL ELASTIC

ELÁSTICO INTRAORAL



PACKAGE W/1000 | PAQUETE C/1000

CODE/ CÓDIGO	COLOR/ COLOR	STRENGTH/ FORZA	MEASURE/ MEDIDA
06.01.0001	Natu ra l	L ight	1/4"
06.01.0002	Natural	L ight	1/8"
06.01.0003	Natural	L ight	3/16"
06.01.0004	Natural	L ight	5/16"
06.01.0005	Natu ra l	Mid/ Promedio	1/4"
06.01.0006	Natural	Mid/ Promedio	1/8"
06.01.0007	Natural	Mid/ Promedio	3/16"
06 .01.0008	Natural	Mid/ Promedio	5/16"
06.01.0009	Natu ra l	Heavy/Pesado	1/4"
06.01.0010	Natural	Heavy/Pesado	1/8"
06.01.0011	Natural	Heavy/Pesado	3/16"
06.01.0012	Natural	Heavy/Pesado	5/16"

SEPARATORS

SEPARADORES



PACKAGE W/1000 | PAQUETE C/1000


CODE/CÓDIGO	DESCRIPTION/ DESCRIPCIÓN	ME A SURE/MEDIDA
06.02.0001	Green	3/16"
06.02.0002	Blue	5/32"

AUXILIARIES | AUXILIARES


BONDING TRAY | BANDEJA DE COLLAGE

CEMENTATION TRAY, FACILITATING THE CLINICAL PRACTICE OF THE ORTHODONTIST.
SUA UTILIZAÇÃO É BEM SIMPLES!


BANDEJA DE CEMENTACIÓN, FACILITANDO LA PRÁCTICA CLÍNICA DEL ORTODONCISTA.
¡SU USO ES MUY SENCILLO!



1 Apply two pieces of masking tape from one end to the other, on the back of the tray;
Pegue dos pedazos de cinta adhesiva de un extremo al otro en la parte posterior de la bandeja;




2 Make sure all the holes are covered;
Todos los agujeros serán tapado;



3 Before treating the patient, arrange the brackets in quadrant positions on the tray, in the compartments for each bracket.

Antes de tratar al paciente, coloque los soportes en posiciones de cuadrante en la bandeja, en los compartimentos para cada bracket.



BITE TURBO



DESCRIPTION/ DESCRIPCIÓN	CODE/CÓDIGO
KitMini Mold Bite Turbo/Kit Mini Molde Bite Turbo	03.00.9000

MOLDS/MOLDES	HEIGHT/ALTURA
Molde 1	3,8 mm
Molde 2	3,5 mm
Molde 3	3,3 mm
Molde 4	3,1 mm

LIGHT CURE
ORTHODONTIC
BONDING
ADHESIVE

ADHESIVO DE ORTODONCIA
POLIMERIZABLE

LightBond



EXCELLENT
ADHESION
EXCELENTE

ADHERENCIA Y
RESISTENCIA

For all bracket models
Para todos los modelos
de brackets

Presentations

LIGHTBOND KIT (16 gm) (02.00.0005)

4 syringe paste (4gm)

1 sealant (8 mL)

1 conditioning gel (10 mL)

LIGHTBOND KIT (8 gm) (02.00.0006)

2 syringe paste (4 gm)

1 sealant (4 mL)

1 conditioning gel (5 mL)

LIGHTBOND (4 gm)

1 paste syringe (4 gm)

Presentaciones

KIT LIGHTBOND (16 g) (02.00.0005)

4 jeringas de pasta (4 g), 1 agente
de unión (8 ml) 1 gel
acondicionador (10 ml) **KIT**


LIGHTBOND (8 g) (02.00.0006) 2

jeringas de pasta (4 g), 1 agente
de unión (4 ml) 1 gel
acondicionador (5 ml)

LIGHTBOND (4 g) 1 jeringa de
pasta (4 g)

OPEN/ABIERTA

NITINOL SPRING RESORTE DE NITINOL




WIRE MEASUREMENT LENGTH/MEDICIÓN DE ALAMBRE LONGITUD	CÓDIGO C/ 3
.010 x .030 - 7"	07.10.2602
.012 x .030 - 7"	07.10.2702
.014 x .030 - 7"	07.10.2802
.014 x .045 - 7"	07.10.3002

Y Z X

Subtitle :
X: length
Y: Wire measurement
Z: spring diameter
Subtitular:
X: longitud
Y: Medición del cable
Z: diámetro del resorte

DISTALIZATION/ DISTALIZACIÓN




MEASUREMENT/ MEDIDA	SIZE - ROLL/ TAMAÑO - ROLLO	CÓDIGO
.010 x .045	38 cm	07.09.3107
.012 x .045	38 cm	07.09.2907

Y Z

X

Subtitle :
X: length
Y: Wire measurement
Z: spring diameter
Subtitular:
X: longitud
Y: Medición del cable
Z: diámetro del resorte



MEASUREMENT/ MEDIDA	STRENGTH/ F OR TALE Z A	SIZE/ TAMAÑO	CÓDIGO C/ 4
.010 x .030	Leve	6 mm	07.11.4103
.010 x .030	Leve	9 mm	07.11.4203
.010 x .030	Leve	12 mm	07.11.3403
.010 x .030	Leve	15 mm	07.11.3503
.011 x .030	Média	6 mm	07.11.3603
.011 x .030	Média	9 mm	07.11.3703
.011 x .030	Média	12 mm	07.11.3803
.011 x .030	Média	15 mm	07.11.3903
.011 x .030	Média	6 mm	07.11.4003
.012 x .030	Pesada	9 mm	07.11.4303
.012 x .030	Pesada	12 mm	07.11.3203
.012 x .030	Pesada	15 mm	07.11.3303
.012 x .030	Pesada	X	

Y Z

Subtitle :
X: length
Y: Wire measurement
Z: spring diameter
Subtitular:
X: longitud
Y: Medición del cable
Z: diámetro del resorte


RETRACTOR/RETENEDOR

EasyClear Aesthetic Button

Botón Estético EasyClear

Maximum transparency
Máxima transparencia

- ✓ High resistance polymer
Polímero de alta resistencia;
- ✓ High resistance to detachment
Alta resistencia al desprendimiento;
- ✓ Safe and true removal
Eliminación segura y verdadera;
- ✓ High mechanical resistance to breakage and distortion
Alta resistencia mecánica a la rotura y deformación.



QUANTITY/CANTIDAD	SHAPE/FORMATO	CODE/CÓDIGO
10 un.	Round/Redondo	01.10.0001.4
10 un.	Oval	01.10.0002.4
10 un.	Trapezoidal	01.10.0003.4



Lingual Spur Espolón Lingual

- ✓ **Anatomical sandblasted bonding base with groove for greater adhesion**
Base de cementación microarenada para mayor adherencia
- ✓ **It can be used in the lingual region of the upper or lower incisors**
Puede utilizarse en la región lingual de los incisivos superiores o inferiores;
- ✓ **Eliminates tongue pressure**
Elimina la presión de la lengua;
- ✓ **Reduce muscle hyperactivity**
Reduce la hiperactividad muscular.

QUANTITY CANTIDAD	CODE/CÓDIGO
10 un.	01.06.0001.4

PANDA P2

Scanner Intraoral

**Innovate
your
office**

Innova tú
oficina



PRODUCTS FUNCTIONS FUNCIONES DEL PRODUCTO



Artificial intelligence to enhance the scanning experience.

Inteligencia artificial para mejorar la experiencia de escaneo.



3 Different tips for different application demands.

3 consejos tips para diferentes demandas de aplicación.



Portable and easy to operate.

Portable y fácil de operar.



Clear HD end boundary in full color, high accuracy.

Borrar límite final HD a todo color, alta precisión.



Fast scanning intuitive to use and learn.

Escaneo rápido intuitivo de usar y aprender.



Real color scanning.

Escaneo en color real.

APPLICATIONS/APLICACIONES

Restoration/Restauración



Clear, precise margins promote high definition images and accurate color that help dentists better distinguish between gum and tooth.
Los márgenes claros y precisos promueven imágenes de alta definición y colores precisos que ayudan a los dentistas a distinguir mejor entre la encía y el diente.

Implants/Implantes



Fast scanning with a large field of view. No need for repeated impressions and improved patient care experience. Escaneo rápido con un gran campo de visión. No es necesario repetir impresiones y mejora la experiencia de atención al paciente.

Orthodontic/Ortodoncia



High accuracy of full dentition in real state. Get orthodontic treatments done quickly and save time for more patients. Alta precisión de dentición completa en estado real. Realice tratamientos de ortodoncia rápidamente y ahorre tiempo para más pacientes.

**FASTER
AND MORE
ACCESSIBLE
MÁS
RÁPIDO Y
ACCESIBLE**

SIZE/TAMAÑO
216 x 40 x 36 mm
TIPS/PUNTAS
19.6 x 14.6 mm
Autoclavável
**FIELD OF VISION/
CAMPO DE VISIÓN**
17 x 15 mm
**DEPTH FIELD/
CAMPO DE PROFUNDIDAD**
20 mm

patents/
patentes **40+**

Certificates/
certificados **CE ISO**

Interface **USB3.0**

Output from file **STL**
Salida de archivo **PL Y PT Y**


1 minute full arcade from different angles/
Arcada completa en 1 minuto desde diferentes ángulos

3 Pontas

10 um

Peso: 226g

Alumínio de Aviação




BITE CONTROL
CONTROL DE MORDEDURA



TEETH MEASUREMENT
MEDIDA DE DIENTES



EXHIBITION IN 2D
EXHIBICIÓN EN 2D



TERMINATION DELIMITATION
DELIMITACIÓN DE TERMINACIÓN

CHEWIE FOR ALIGNERS

MORDEDORES PARA ALINEADORES



Package w/ 3 pairs
Embalaje c/ 3 pares

Cód. 01.11.0001



Package w/ 10 pairs
Embalaje c/ 10 pares

Cód. 01.11.0002



Package w/ 25 pairs
Embalaje c/ 25 pares

Cód. 01.11.0003



SOLT

**SOLT ACESSÓRIO
PARA REMOÇÃO
DE ALINHADOR C/10**
01.05.0001

memoflex

COPOLIESTER
COPOLYESTER

PLACAS TERMOPLÁSTICAS DE COPOLIESTER PARA ALINHADORES



Easy to handle
Fácil de manejar



Light and Flexible
Ligero y Flexible



Excellent Transparency
Excelente transparencia



Versatile
Versátil

QNTD.	MEDIDAS	CÓD.
10	1 25x0,75mm	16.38.0009.1
25	1 25x0,75mm	1 6.38.0009. 2



125 x 0,75mm
25 UNIDADES

125 x 0,75mm
10 UNIDADES

self

57

Notes| Notas

[illegible]

Notes| Notas

[illegible]

Follow us on Instagram

Access our website

Contact us:

 **@orthodentalusa**

 **+1 954 655 8487**

 **Sales@orthodentalusa.com**

 **www.orthodentalusa.com**

 **1500 Weston Rd Suite 204
Weston, Florida 33326, USA**